

CATALOGUE

DE RÉFÉRENCES MARS 2020

WWW.VARISMA-INNOTHERA.COM / WWW.SMARTLEG.FR

INNOTHERA - Catalogue de références - MARS 2020



Votre n° client :

Commander nos produits

0 800 400 067

Service & appel gratuits





« Ambitieux et modestes, nous œuvrons sur la durée avec patience, détermination et bon sens pour l'amélioration continue du traitement des pathologies quotidiennes dans le monde. Nous nous appuyons d'abord et avant tout sur notre énergie, notre engagement individuel et collectif, fondé sur l'intégration de nombreuses cultures et disciplines, dans un esprit de confiance et d'entraide. »

*Arnaud Gobet,
Président du Groupe INNOTHÉRA*

SOMMAIRE

■ Smartleg® CLASSE II	2
■ Varisma® CLASSE I	12
■ Varisma® CLASSE II	16
■ Varisma® CLASSE III	40
■ Legger® CLASSE II	44
■ Legger® CLASSE III	56
■ Actys® CLASSE II & CLASSE III	60
■ Actys® ATH	76
Récapitulatif des gammes	80
Commander nos produits	82
Matéiovigilance	83
Résumé caractéristiques des produits	84
Références bibliographiques	85
Service EasySkin	86
Conditions générales de vente	88
Charte CVE Premium	90



Femme

CLASSE II

15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)

Indications de classe II :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (**C2**),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

Smartleg [®] Transparent	6
Smartleg [®] Semi-transparent	8
Smartleg [®] Opaque	10

LE COLLANT

DE COMPRESSION MÉDICALE

ENFIN...



...Doux et confortable
en culotte⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

...Ne serre pas à la ceinture⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

PARCE QUE LE COLLANT
EST LE FORMAT PRÉFÉRÉ
DES FEMMES !⁽¹³⁾

Smartleg® Transparent

Smartleg® Opaque



Composition :

Polyamide dont Polyamide-
microfibres, Elasthane

Retrouvez le résumé des
caractéristiques des produits
à la page 84

— BREVET INNOTHERA —



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾

...Facile à enfiler⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

...Taillé au plus près
de la morphologie
des femmes dans
toutes les textures⁽¹²⁾



BVCert. 6195240



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

GRILLE DE TAILLES

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Tour de taille maxi conseillé	88,5		96	95	106		120	129
Tour de Hanche	80/120	70/110	90/130	80/120	95/135	90/130	115/155	110/150
Tour de Cuisse	43/57	40/54	54/66	45/59	59/71	51/65	65/77	60/74
Tour de Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31


HAUTEUR SOL / ENTREJAMBE

COURT	Inférieur ou égal à 69 cm
NORMAL	Entre 69,1 et 77 cm
LONG	Supérieur à 77 cm

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1 / 1+	41
2 / 2+	42
3 / 3+	43
4 / 4+	44

*Pour toutes les hauteurs



Pour que votre patiente profite au maximum du confort qu'offre le Smartleg®, **soyez vigilant et précis sur la prise de mesures à la hauteur sol / entrejambe !**



SMARTLEG®

Transparent

CODES
PIEDS OUVERTS
↓



TAILLES STANDARD



COLLANT	Irrésistible	Délicate	NOUVEAU	Ravissante	NOUVEAU	Radiieuse	Rayonnante	Fabuleuse
			Délicate Intense		Radiieuse Soft			
Taille 0 / Court	3664540004446	3664540003722	3664540009397	3664540004927	3664540009632	3664540004682	3664540005160	3664540004200
Taille 0 / Normal	3664540004521	3664540003807	3664540009472	3664540005009	3664540009717	3664540004767	3664540005245	3664540004286
Taille 0 / Long	3664540004606	3664540003883	3664540009557	3664540005085	3664540009793	3664540004842	3664540005320	3664540004361
Taille 1 / Court	3664540004453	3664540003739	3664540009403	3664540004934	3664540009649	3664540004699	3664540005177	3664540004217
Taille 1 / Normal	3664540004538	3664540003814	3664540009489	3664540005016	3664540009724	3664540004774	3664540005252	3664540004293
Taille 1 / Long	3664540004613	3664540003890	3664540009564	3664540005092	3664540009809	3664540004859	3664540005337	3664540004378
Taille 2 / Court	3664540004477	3664540003753	3664540009427	3664540004958	3664540009663	3664540004712	3664540005191	3664540004231
Taille 2 / Normal	3664540004552	3664540003838	3664540009502	3664540005030	3664540009748	3664540004798	3664540005276	3664540004316
Taille 2 / Long	3664540004637	3664540003913	3664540009588	3664540005115	3664540009823	3664540004873	3664540005351	3664540004392
Taille 3 / Court	3664540004491	3664540003777	3664540009441	3664540004972	3664540009687	3664540004736	3664540005214	3664540004255
Taille 3 / Normal	3664540004576	3664540003852	3664540009526	3664540005054	3664540009762	3664540004811	3664540005290	3664540004330
Taille 3 / Long	3664540004651	3664540003937	3664540009601	3664540005139	3664540009847	3664540004897	3664540005375	3664540004415
Taille 4 / Court	3664540004514	3664540003791	3664540009465	3664540004996	3664540009700	3664540004750	3664540005238	3664540004279
Taille 4 / Normal	3664540004590	3664540003876	3664540009540	3664540005078	3664540009786	3664540004835	3664540005313	3664540004354
Taille 4 / Long	3664540004675	3664540003951	3664540009625	3664540005153	3664540009861	3664540004910	3664540005399	3664540004439

TAILLES +



COLLANT	Irresistible	Délicate	NOUVEAU	Ravissante	NOUVEAU	Radiieuse	Rayonnante	Fabuleuse
			Délicate Intense		Radiieuse Soft			
Taille 1+ / Court	3664540004460	3664540003746	3664540009410	3664540004941	3664540009656	3664540004705	3664540005184	3664540004224
Taille 1+ / Normal	3664540004545	3664540003821	3664540009496	3664540005023	3664540009731	3664540004781	3664540005269	3664540004309
Taille 1+ / Long	3664540004620	3664540003906	3664540009571	3664540005108	3664540009816	3664540004866	3664540005344	3664540004385
Taille 2+ / Court	3664540004484	3664540003760	3664540009434	3664540004965	3664540009670	3664540004729	3664540005207	3664540004248
Taille 2+ / Normal	3664540004569	3664540003845	3664540009519	3664540005047	3664540009755	3664540004804	3664540005283	3664540004323
Taille 2+ / Long	3664540004644	3664540003920	3664540009595	3664540005122	3664540009830	3664540004880	3664540005368	3664540004408
Taille 3+ / Court	3664540004507	3664540003784	3664540009458	3664540004989	3664540009694	3664540004743	3664540005221	3664540004262
Taille 3+ / Normal	3664540004583	3664540003869	3664540009533	3664540005061	3664540009779	3664540004828	3664540005306	3664540004347
Taille 3+ / Long	3664540004668	3664540003944	3664540009618	3664540005146	3664540009854	3664540004903	3664540005382	3664540004422





Nouveauté Pieds Ouverts
pour 5 coloris



RETOUR
AUX TAILLES
↓

— + PRODUIT —

L'application dédiée aux teintes
« effet peau nue » pour la compression
médicale transparente



TAILLES STANDARD

COLLANT	Délicate	Délicate Intense	Ravissante	Radieuse Soft	Radieuse
Taille 0 / Court	3664540009878	3664540012045	3664540010119	3664540012205	3664540010355
Taille 0 / Normal	3664540009953	3664540011949	3664540010195	3664540012281	3664540010430
Taille 0 / Long	3664540010034	3664540012120	3664540010270	3664540012366	3664540010515
Taille 1 / Court	3664540009885	3664540012052	3664540010126	3664540012212	3664540010362
Taille 1 / Normal	3664540009960	3664540011956	3664540010201	3664540012298	3664540010447
Taille 1 / Long	3664540010041	3664540012137	3664540010287	3664540012373	3664540010522
Taille 2 / Court	3664540009908	3664540012076	3664540010140	3664540012236	3664540010386
Taille 2 / Normal	3664540009984	3664540011970	3664540010225	3664540012311	3664540010461
Taille 2 / Long	3664540010065	3664540012151	3664540010300	3664540012397	3664540010546
Taille 3 / Court	3664540009922	3664540012090	3664540010164	3664540012250	3664540010409
Taille 3 / Normal	3664540010003	3664540011994	3664540010249	3664540012335	3664540010485
Taille 3 / Long	3664540010089	3664540012175	3664540010324	3664540012410	3664540010560
Taille 4 / Court	3664540009946	3664540012113	3664540010188	3664540012274	3664540010423
Taille 4 / Normal	3664540010027	3664540012014	3664540010263	3664540012359	3664540010508
Taille 4 / Long	3664540010102	3664540012199	3664540010348	3664540012434	3664540010584



TAILLES +

COLLANT	Délicate	Délicate Intense	Ravissante	Radieuse Soft	Radieuse
Taille 1+ / Court	3664540009892	3664540012069	3664540010133	3664540012229	3664540010379
Taille 1+ / Normal	3664540009977	3664540011963	3664540010218	3664540012304	3664540010454
Taille 1+ / Long	3664540010058	3664540012144	3664540010294	3664540012380	3664540010539
Taille 2+ / Court	3664540009915	3664540012083	3664540010157	3664540012243	3664540010393
Taille 2+ / Normal	3664540009991	3664540011987	3664540010232	3664540012328	3664540010478
Taille 2+ / Long	3664540010072	3664540012168	3664540010317	3664540012403	3664540010553
Taille 3+ / Court	3664540009939	3664540012106	3664540010171	3664540012267	3664540010416
Taille 3+ / Normal	3664540010010	3664540012007	3664540010256	3664540012342	3664540010492
Taille 3+ / Long	3664540010096	3664540012182	3664540010331	3664540012427	3664540010577



Impériale

Délicieuse



Audacieuse





SMARTLEG®



Classe
2
SMARTLEG®

SMARTLEG® SEMI-TRANSPARENT



TAILLES STANDARD

COLLANT	Mystérieuse	Délicieuse	Impériale	Superbe	Audacieuse	Lumineuse	Naturelle
Taille 0 / Court	3664540000325	3664540001049	3664540001766	3664540001278	3664540001520	3664540000806	3664540000561
Taille 0 / Normal	3664540000400	3664540001124	3664540001773	3664540001353	3664540001605	3664540000882	3664540000646
Taille 0 / Long	3664540000486	3664540001193	3664540001780	3664540001438	3664540001681	3664540000967	3664540000721
Taille 1 / Court	3664540000332	3664540001056	3664540001797	3664540001285	3664540001537	3664540000813	3664540000578
Taille 1 / Normal	3664540000417	3664540001131	3664540001810	3664540001360	3664540001612	3664540000899	3664540000653
Taille 1 / Long	3664540000493	3664540001209	3664540001803	3664540001445	3664540001698	3664540000974	3664540000738
Taille 2 / Court	3664540000356	3664540001070	3664540001858	3664540001308	3664540001551	3664540000837	3664540000592
Taille 2 / Normal	3664540000431	3664540001155	3664540001865	3664540001384	3664540001636	3664540000912	3664540000677
Taille 2 / Long	3664540000516	3664540001223	3664540001872	3664540001469	3664540001711	3664540000998	3664540000752
Taille 3 / Court	3664540000370	3664540001094	3664540001919	3664540001322	3664540001575	3664540000851	3664540000615
Taille 3 / Normal	3664540000455	3664540001179	3664540001926	3664540001407	3664540001650	3664540000936	3664540000691
Taille 3 / Long	3664540000530	3664540001247	3664540001933	3664540001483	3664540001735	3664540001018	3664540000776
Taille 4 / Court	3664540000394	3664540001117	3664540001971	3664540001346	3664540001599	3664540000875	3664540000639
Taille 4 / Normal	3664540000479	3664540001513	3664540001988	3664540001421	3664540001674	3664540000950	3664540000714
Taille 4 / Long	3664540000554	3664540001261	3664540001995	3664540001506	3664540001759	3664540001032	3664540000790

RETOUR
AUX TAILLES
↓

TAILLES +

COLLANT	Mystérieuse	Délicieuse	Impériale	Superbe	Audacieuse	Lumineuse	Naturelle
Taille 1+ / Court	3664540000349	3664540001063	3664540001827	3664540001292	3664540001544	3664540000820	3664540000585
Taille 1+ / Normal	3664540000424	3664540001148	3664540001834	3664540001377	3664540001629	3664540000905	3664540000660
Taille 1+ / Long	3664540000509	3664540001216	3664540001841	3664540001452	3664540001704	3664540000981	3664540000745
Taille 2+ / Court	3664540000363	3664540001087	3664540001889	3664540001315	3664540001568	3664540000844	3664540000608
Taille 2+ / Normal	3664540000448	3664540001162	3664540001896	3664540001391	3664540001643	3664540000929	3664540000684
Taille 2+ / Long	3664540000523	3664540001230	3664540001902	3664540001476	3664540001728	3664540001001	3664540000769
Taille 3+ / Court	3664540000387	3664540001100	3664540001940	3664540001339	3664540001582	3664540000868	3664540000622
Taille 3+ / Normal	3664540000462	3664540001186	3664540001957	3664540001414	3664540001667	3664540000943	3664540000707
Taille 3+ / Long	3664540000547	3664540001254	3664540001964	3664540001490	3664540001742	3664540001025	3664540000783



Rêveuse



Captivante



Splendide

SMARTLEG®

Opaque



Classe
2
SMARTLEG®

SMARTLEG® OPAQUE

TAILLES STANDARD



COLLANT	Splendide	Prodigieuse	Rêveuse	Captivante
Taille 0 / Court	3664540003968	3664540002244	3664540003487	3664540002008
Taille 0 / Normal	3664540004040	3664540002329	3664540003562	3664540002084
Taille 0 / Long	3664540004125	3664540002404	3664540003647	3664540002169
Taille 1 / Court	3664540003975	3664540002251	3664540003494	3664540002015
Taille 1 / Normal	3664540004057	3664540002336	3664540003579	3664540002091
Taille 1 / Long	3664540004132	3664540002411	3664540003654	3664540002176
Taille 2 / Court	3664540003999	3664540002275	3664540003517	3664540002039
Taille 2 / Normal	3664540004071	3664540002350	3664540003593	3664540002114
Taille 2 / Long	3664540004156	3664540002435	3664540003678	3664540002190
Taille 3 / Court	3664540004019	3664540002299	3664540003531	3664540002053
Taille 3 / Normal	3664540004095	3664540002374	3664540003616	3664540002138
Taille 3 / Long	3664540004170	3664540002459	3664540003692	3664540002213
Taille 4 / Court	3664540004033	3664540002312	3664540003555	3664540002077
Taille 4 / Normal	3664540004118	3664540002398	3664540003630	3664540002152
Taille 4 / Long	3664540004194	3664540002473	3664540003715	3664540002237

RETOUR
AUX TAILLES
↓

TAILLES +



COLLANT	Splendide	Prodigieuse	Rêveuse	Captivante
Taille 1+ / Court	3664540003982	3664540002268	3664540003500	3664540002022
Taille 1+ / Normal	3664540004064	3664540002343	3664540003586	3664540002107
Taille 1+ / Long	3664540004149	3664540002428	3664540003661	3664540002183
Taille 2+ / Court	3664540004002	3664540002282	3664540003524	3664540002046
Taille 2+ / Normal	3664540004088	3664540002367	3664540003609	3664540002121
Taille 2+ / Long	3664540004163	3664540002442	3664540003685	3664540002206
Taille 3+ / Court	3664540004026	3664540002305	3664540003548	3664540002060
Taille 3+ / Normal	3664540004101	3664540002381	3664540003623	3664540002145
Taille 3+ / Long	3664540004187	3664540002466	3664540003708	3664540002220



Femme

CLASSE I

10 à 15 mmHg (13 à 20 hPa)





Indications :

- troubles fonctionnels veineux **(C0)**,
- télangiectasie ou veines réticulaires **(C1)**,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Varisma® Comfort 14
• Semi-transparent

Varisma®
comfort



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

CLIQUEZ ICI ↓

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
1	41
2	42
3	43
4	44

* Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE

Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

+ PRODUIT



Produit doux⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾

BREVET INNOTHERA





NATUREL

ORIGINE
FRANCE[®]
GARANTIE
BVCert. 6195240



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7881802 8	34010 7881989 6
Taille 1 / Normal	34010 7881819 6	34010 7881995 7
Taille 2 / Court	34010 7881825 7	34010 7882003 8
Taille 2 / Normal	34010 7881831 8	34010 7882026 7
Taille 3 / Court	34010 7881848 6	34010 7882032 8
Taille 3 / Normal	34010 7881854 7	34010 7882049 6
Taille 4 / Court	34010 7881860 8	34010 7882055 7
Taille 4 / Normal	34010 7881877 6	34010 7882061 8



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7882150 9	34010 7882345 9
Taille 1 / Normal	34010 7882167 7	34010 7882351 0
Taille 2 / Court	34010 7882173 8	34010 7882368 8
Taille 2 / Normal	34010 7882196 7	34010 7882374 9
Taille 3 / Court	34010 7882204 9	34010 7882380 0
Taille 3 / Normal	34010 7882210 0	34010 7882397 8
Taille 4 / Court	34010 7882227 8	34010 7882405 0
Taille 4 / Normal	34010 7882233 9	34010 7882411 1



COLLANT	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7882517 0	34010 7882693 1
Taille 1 / Normal	34010 7882523 1	34010 7882701 3
Taille 2 / Court	34010 7882546 0	34010 7882718 1
Taille 2 / Normal	34010 7882552 1	34010 7882724 2
Taille 3 / Court	34010 7882569 9	34010 7882730 3
Taille 3 / Normal	34010 7882581 1	34010 7882747 1
Taille 4 / Court	34010 7882598 9	34010 7882753 2
Taille 4 / Normal	34010 7882606 1	34010 7882776 1

34010 **9691230** 2
 ACL 7 caractères
 (jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères
 (à partir du 01/01/11)

**RETOUR
AUX TAILLES**



Femme

CLASSE II

15, 1 à 20 mmHg (20, 1 à 27 hPa)





Indications :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

Varisma® Nuances	Nouveauté Pieds Ouverts	18
• Transparent		
Varisma® Douceur		24
• Semi-transparent / Première fois		
Varisma® Confort		28
• Semi-transparent		
Varisma® Confort model		32
• Semi-transparent à motifs		
Varisma® Confort coton		34
• Semi-opaque / Coton		
Varisma® Zen		36
• Fibres techniques		
Varisma® Zen coton		38
• Coton		

Varisma®
Nuances

classe
2
VARISMA®



Composition :


Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 84

* Uniquement en format bas autofix

UN PRODUIT DESTINÉ À
PLUS DE 98 PATIENTES SUR 100
avec des tailles disponibles en série⁽⁴¹⁾

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France⁽⁵⁾



Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

+ PRODUIT



Présence de microfibres



L'application dédiée aux teintes « effet peau nue » pour la compression médicale transparente



En mi-bas et bas tailles standard



Solidité⁽⁴³⁾⁽⁴⁴⁾



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

BREVETS INNOTHERA

Nouveauté Pieds Ouverts
pour 5 coloris



NUANCE N°3

MI-BAS

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Mollet	28/36	26/34	34/42	30/38	38/46	34/42	42/50	40/48
Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40							

BAS

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Cuisse	45/57	42/54	54/66	47/59	59/71	53/65	65/77	62/74
Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 74 / Normal Sup. à 74							

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1 / 1+	41
2 / 2+	42
3 / 3+	43
4 / 4+	44

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

*Pour toutes les hauteurs


RETOUR
AUX TAILLES
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓


CLIQUEZ ICI ↓

TAILLES STANDARD



MI-BAS	Noir	Nuance n°1	NOUVEAU Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	NOUVEAU Nuance n°3 Soft	Nuance n°3	Nuance n°4	Nuance n°5
Taille 0 / Court	3664540007201	3664540005603	3664540011239	3664540005955	3664540010591	3664540006242	3664540006563	3664540006884
Taille 0 / Normal	3664540007300	3664540005702	3664540012021	3664540006020	3664540010676	3664540006341	3664540006662	3664540006983
Taille 1 / Court	3664540007010	3664540005412	3664540011246	3664540005849	3664540010607	3664540006051	3664540006372	3664540006693
Taille 1 / Normal	3664540007126	3664540005559	3664540011314	3664540005733	3664540010683	3664540006167	3664540006488	3664540006808
Taille 2 / Court	3664540007041	3664540005443	3664540011260	3664540005856	3664540010621	3664540006082	3664540006402	3664540006723
Taille 2 / Normal	3664540007164	3664540005566	3664540011338	3664540005764	3664540010706	3664540006204	3664540006525	3664540006846
Taille 3 / Court	3664540007072	3664540005474	3664540011284	3664540005863	3664540010645	3664540006112	3664540006433	3664540006754
Taille 3 / Normal	3664540007195	3664540005573	3664540011352	3664540005795	3664540010720	3664540006235	3664540006556	3664540006877
Taille 4 / Court	3664540007089	3664540005481	3664540011307	3664540005801	3664540010669	3664540006129	3664540006440	3664540006761
Taille 4 / Normal	3664540007294	3664540005696	3664540011376	3664540005771	3664540010744	3664540006334	3664540006655	3664540006976

TAILLES +



MI-BAS	Noir	Nuance n°1	NOUVEAU Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	NOUVEAU Nuance n°3 Soft	Nuance n°3	Nuance n°4	Nuance n°5
Taille 1+ / Court	3664540007102	3664540005504	3664540011253	3664540005900	3664540010614	3664540006143	3664540006464	3664540006785
Taille 1+ / Normal	3664540007225	3664540005627	3664540011321	3664540005962	3664540010690	3664540006266	3664540006587	3664540006907
Taille 2+ / Court	3664540007119	3664540005511	3664540011277	3664540005917	3664540010638	3664540006150	3664540006471	3664540006792
Taille 2+ / Normal	3664540007256	3664540005658	3664540011345	3664540005979	3664540010713	3664540006297	3664540006617	3664540006938
Taille 3+ / Court	3664540007157	3664540005542	3664540011291	3664540005894	3664540010652	3664540006198	3664540006518	3664540006839
Taille 3+ / Normal	3664540007287	3664540005689	3664540011369	3664540005788	3664540010737	3664540006327	3664540006648	3664540006969

J

J

J

R

R

R

R

RETOUR
AUX TAILLES
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

TAILLES STANDARD



BAS AUTOFIX	Noir	Nuance n°1	NOUVEAU Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	NOUVEAU Nuance n°3 Soft	Nuance n°3	Nuance n°4	Nuance n°5
Taille 0 / Court	3664540007140	3664540005535	3664540011079	3664540005924	3664540010751	3664540006181	3664540006501	3664540006822
Taille 0 / Normal	3664540007317	3664540005719	3664540011154	3664540006037	3664540010836	3664540006358	3664540006679	3664540006990
Taille 1 / Court	3664540007003	3664540005405	3664540011086	3664540005818	3664540010768	3664540006044	3664540006365	3664540006686
Taille 1 / Normal	3664540007096	3664540005498	3664540011161	3664540005726	3664540010843	3664540006136	3664540006457	3664540006778
Taille 2 / Court	3664540007027	3664540005429	3664540011109	3664540005825	3664540010782	3664540006068	3664540006389	3664540006709
Taille 2 / Normal	3664540007188	3664540005580	3664540011185	3664540005740	3664540010867	3664540006228	3664540006549	3664540006860
Taille 3 / Court	3664540007034	3664540005436	3664540011123	3664540005832	3664540010805	3664540006075	3664540006396	3664540006716
Taille 3 / Normal	3664540007218	3664540005610	3664540011208	3664540005757	3664540010881	3664540006259	3664540006570	3664540006891
Taille 4 / Court	3664540007058	3664540005467	3664540011147	3664540005887	3664540010829	3664540006099	3664540006419	3664540006730
Taille 4 / Normal	3664540007249	3664540005641	3664540011222	3664540005993	3664540010904	3664540006280	3664540006600	3664540006921

TAILLES +



BAS AUTOFIX	Noir	Nuance n°1	NOUVEAU Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	NOUVEAU Nuance n°3 Soft	Nuance n°3	Nuance n°4	Nuance n°5
Taille 1+ / Court	3664540007133	3664540005528	3664540011093	3664540005931	3664540010775	3664540006174	3664540006495	3664540006815
Taille 1+ / Normal	3664540007270	3664540005672	3664540011178	3664540006006	3664540010850	3664540006310	3664540006631	3664540006952
Taille 2+ / Court	3664540007171	3664540005597	3664540011116	3664540005948	3664540010799	3664540006211	3664540006532	3664540006853
Taille 2+ / Normal	3664540007263	3664540005665	3664540011192	3664540006013	3664540010874	3664540006303	3664540006624	3664540006945
Taille 3+ / Court	3664540007065	3664540005450	3664540011130	3664540005870	3664540010812	3664540006105	3664540006426	3664540006747
Taille 3+ / Normal	3664540007232	3664540005634	3664540011215	3664540005986	3664540010898	3664540006273	3664540006594	3664540006914



Nouveauté
Pieds Ouverts

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓

TAILLES STANDARD



MI-BAS	Nuance n°1	Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	Nuance n°3 Soft	Nuance n°3
Taille 0 / Court	3664540010911	3664540010997	3664540008604	3664540011468	3664540008284
Taille 0 / Normal	3664540008994	3664540011383	3664540008680	3664540011543	3664540008369
Taille 1 / Court	3664540010928	3664540011000	3664540008628	3664540011475	3664540008291
Taille 1 / Normal	3664540009007	3664540011390	3664540008697	3664540011550	3664540008376
Taille 2 / Court	3664540010942	3664540011024	3664540008635	3664540011499	3664540008314
Taille 2 / Normal	3664540009021	3664540011413	3664540008710	3664540011574	3664540008390
Taille 3 / Court	3664540010966	3664540011048	3664540008659	3664540011512	3664540008338
Taille 3 / Normal	3664540009045	3664540011437	3664540008734	3664540011598	3664540008413
Taille 4 / Court	3664540010980	3664540011062	3664540008673	3664540011536	3664540008352
Taille 4 / Normal	3664540009069	3664540011451	3664540008758	3664540011611	3664540008437

TAILLES +



MI-BAS	Nuance n°1	Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	Nuance n°3 Soft	Nuance n°3
Taille 1+ / Court	3664540010935	3664540011017	3664540008611	3664540011482	3664540008307
Taille 1+ / Normal	3664540009014	3664540011406	3664540008703	3664540011567	3664540008383
Taille 2+ / Court	3664540010959	3664540011031	3664540008642	3664540011505	3664540008321
Taille 2+ / Normal	3664540009038	3664540011420	3664540008727	3664540011581	3664540008406
Taille 3+ / Court	3664540010973	3664540011055	3664540008666	3664540011529	3664540008345
Taille 3+ / Normal	3664540009052	3664540011444	3664540008741	3664540011604	3664540008420



RETOUR
AUX TAILLES
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

Nouveauté 2020

TAILLES STANDARD



BAS AUTOFIX	Nuance n°1	Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	Nuance n°3 Soft	Nuance n°3
Taille 0 / Court	3664540012038	3664540011628	3664540008444	3664540011789	3664540008123
Taille 0 / Normal	3664540008833	3664540011703	3664540008529	3664540011864	3664540008208
Taille 1 / Court	3664540008765	3664540011635	3664540008451	3664540011796	3664540008130
Taille 1 / Normal	3664540008840	3664540011710	3664540008536	3664540011871	3664540008215
Taille 2 / Court	3664540008789	3664540011659	3664540008475	3664540011819	3664540008154
Taille 2 / Normal	3664540008864	3664540011734	3664540008550	3664540011895	3664540008239
Taille 3 / Court	3664540008802	3664540011673	3664540008499	3664540011833	3664540008178
Taille 3 / Normal	3664540008888	3664540011758	3664540008574	3664540011918	3664540008253
Taille 4 / Court	3664540008826	3664540011697	3664540008512	3664540011857	3664540008192
Taille 4 / Normal	3664540008901	3664540011772	3664540008598	3664540011932	3664540008277

TAILLES +



BAS AUTOFIX	Nuance n°1	Nuance n°1 Intense	Nuance n°2	Nuance n°3 Soft	Nuance n°3
Taille 1+ / Court	3664540008772	3664540011642	3664540008468	3664540011802	3664540008147
Taille 1+ / Normal	3664540008857	3664540011727	3664540008543	3664540011888	3664540008222
Taille 2+ / Court	3664540008796	3664540011666	3664540008482	3664540011826	3664540008161
Taille 2+ / Normal	3664540008871	3664540011741	3664540008567	3664540011901	3664540008246
Taille 3+ / Court	3664540008819	3664540011680	3664540008505	3664540011840	3664540008185
Taille 3+ / Normal	3664540008895	3664540011765	3664540008581	3664540011925	3664540008260




Varisma®
douceur



UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 98 PATIENTES SUR 100 avec seulement 8 tailles en série ⁽²⁰⁾

Répartition des mensurations des cuisses et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France⁽⁵⁾



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 84

* Uniquement en format bas autofix

+ PRODUIT

— BREVETS INNOTHERA —



En mi-bas et bas



Produit doux⁽¹⁷⁾



Confort au porter validé par une étude clinique⁽¹⁸⁾



Utilisation d'un fil qui limite la prolifération bactérienne en semelle⁽¹⁹⁾



Convient aux peaux sensibles, produit testé dermatologiquement⁽¹⁸⁾



Doté des dernières technologies et innovations Innothéra + d'infos p.90



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Mollet	28/36	26/34	34/42	30/38	38/46	34/42	42/50	40/48
Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 40 / Normal Sup. à 40							

BAS

8 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4
Cuisse	45/57	42/54	54/66	47/59	59/71	53/65	65/77	62/74
Cheville	16/19	19/22		22/25		25/28		28/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 74 / Normal Sup. à 74							

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1 / 1+	41
2 / 2+	42
3 / 3+	43
4 / 4+	44

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

*Pour toutes les hauteurs

OPALE

TAILLES STANDARD



MI-BAS	Noir	Ardoise	Saphir	Ambré	Opale	Poudré
Taille 0 / Court	34010 6001542 8	34010 6004404 6	3664540000165	34010 6001177 2	34010 6018760 6	34010 6001490 2
Taille 0 / Normal	34010 6001543 5	34010 6004412 1	3664540000240	34010 6001178 9	34010 6018775 0	34010 6001491 9
Taille 1 / Court	34010 6001544 2	34010 6004405 3	3664540000172	34010 6001179 6	34010 6018766 8	34010 6001492 6
Taille 1 / Normal	34010 6001545 9	34010 6004413 8	3664540000257	34010 6001180 2	34010 6018777 4	34010 6001493 3
Taille 2 / Court	34010 6001548 0	34010 6004406 0	3664540000196	34010 6001184 0	34010 6018769 9	34010 6001497 1
Taille 2 / Normal	34010 6001550 3	34010 6004415 2	3664540000271	34010 6001185 7	34010 6018779 8	34010 6001498 8
Taille 3 / Court	34010 6001553 4	34010 6004409 1	3664540000219	34010 6001188 8	34010 6018771 2	34010 6001501 5
Taille 3 / Normal	34010 6001554 1	34010 6004417 6	3664540000295	34010 6001189 5	34010 6018783 5	34010 6001502 2
Taille 4 / Court	34010 6001558 9	34010 6004411 4	3664540000233	34010 6001487 2	34010 6018773 6	34010 6001506 0
Taille 4 / Normal	34010 6001559 6	34010 6004420 6	3664540000318	34010 6001488 9	34010 6018786 6	34010 6001507 7

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓

BAS AUTOFIX	Noir	Ardoise	Saphir	Ambré	Opale	Poudré
Taille 0 / Court	34010 6001148 2	34010 6004385 8	3664540000004	34015 6000970 5	34010 6018967 9	34010 6000988 5
Taille 0 / Normal	34010 6001149 9	34010 6004386 5	3664540000080	34010 6000971 7	34010 6018977 8	34010 6000989 2
Taille 1 / Court	34010 6001150 5	34010 6004396 4	3664540000011	34010 6000972 4	34010 6018968 6	34010 6000990 8
Taille 1 / Normal	34010 6001151 2	34010 6004388 9	3664540000097	34010 6000973 1	34010 6018978 5	34010 6000991 5
Taille 2 / Court	34010 6001155 0	34010 6004398 8	3664540000035	34010 6000977 9	34010 6018971 6	34010 6001137 6
Taille 2 / Normal	34010 6001156 7	34010 6004390 2	3664540000110	34010 6000978 6	34010 6018980 8	34010 6001138 3
Taille 3 / Court	34010 6001169 7	34010 6004400 8	3664540000059	34010 6000982 3	34010 6018973 0	34010 6001141 3
Taille 3 / Normal	34010 6001170 3	34010 6004392 6	3664540000134	34010 6000983 0	34010 6018983 9	34010 6001142 0
Taille 4 / Court	34010 6001173 4	34010 6004403 9	3664540000073	34010 6000986 1	34010 6018976 1	34010 6001145 1
Taille 4 / Normal	34010 6001174 1	34010 6004395 7	3664540000158	34010 6000987 8	34010 6018985 3	34010 6001146 8

34010 **9691230** 2

ACL 7 caractères
(jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères
(à partir du 01/01/11)

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Ambré	Opale	Poudré
Taille 0 / Court	34010 6011782 5	34010 6029696 4	34010 6011438 1
Taille 0 / Normal	34010 6011786 3	34010 6029695 7	34010 6011442 8
Taille 1 / Court	34010 6010906 6	34010 6028120 5	34010 6010692 8
Taille 1 / Normal	34010 6010901 1	34010 6028125 0	34010 6010687 4
Taille 2 / Court	34010 6010907 3	34010 6028121 2	34010 6010693 5
Taille 2 / Normal	34010 6010902 8	34010 6028126 7	34010 6010688 1
Taille 3 / Court	34010 6010908 0	34010 6028122 9	34010 6010694 2
Taille 3 / Normal	34010 6010903 5	34010 6028127 4	34010 6010690 4
Taille 4 / Court	34010 6010909 7	34010 6028124 3	34010 6010696 6
Taille 4 / Normal	34010 6010905 9	34010 6028128 1	34010 6010691 1



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

BAS AUTOFIX	Ambré	Opale	Poudré
Taille 0 / Court	34010 6011774 0	34010 6029697 1	34010 6011429 9
Taille 0 / Normal	34010 6011778 8	34010 6029698 8	34010 6011431 2
Taille 1 / Court	34010 6010697 3	34010 6028133 5	34010 6010400 9
Taille 1 / Normal	34010 6010897 7	34010 6028129 8	34010 6010401 6
Taille 2 / Court	34010 6010893 9	34010 6028134 2	34010 6010681 2
Taille 2 / Normal	34010 6010898 4	34010 6028130 4	34010 6010684 3
Taille 3 / Court	34010 6010894 6	34010 6028135 9	34010 6010682 9
Taille 3 / Normal	34010 6010899 1	34010 6028131 1	34010 6010685 0
Taille 4 / Court	34010 6010895 3	34010 6028136 6	34010 6010683 6
Taille 4 / Normal	34010 6010900 4	34010 6028132 8	34010 6010686 7

TAILLES +



MI-BAS	Noir	Ardoise	Saphir	Ambré	Opale	Poudré
Taille 1+ / Court	34010 6001546 6	34010 6004407 7	3664540000189	34010 6001181 9	34010 6018767 5	34010 6001494 0
Taille 1+ / Normal	34010 6001547 3	34010 6004414 5	3664540000264	34010 6001183 3	34010 6018778 1	34010 6001496 4
Taille 2+ / Court	34010 6001551 0	34010 6004408 4	3664540000202	34010 6001186 4	34010 6018770 5	34010 6001499 5
Taille 2+ / Normal	34010 6001552 7	34010 6004416 9	3664540000288	34010 6001187 1	34010 6018781 1	34010 6001500 8
Taille 3+ / Court	34010 6001556 5	34010 6004410 7	3664540000226	34010 6001485 8	34010 6018772 9	34010 6001504 6
Taille 3+ / Normal	34010 6001557 2	34010 6004419 0	3664540000301	34010 6001486 5	34010 6018784 2	34010 6001505 3

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓



BAS AUTOFIX	Noir	Ardoise	Saphir	Ambré	Opale	Poudré
Taille 1+ / Court	34010 6001152 9	34010 6004397 1	3664540000028	34010 6000974 8	34010 6018970 9	34010 6001135 2
Taille 1+ / Normal	34010 6001154 3	34010 6004389 6	3664540000103	34010 6000976 2	34010 6018979 2	34010 6001136 9
Taille 2+ / Court	34010 6001167 3	34010 6004399 5	3664540000042	34010 6000979 3	34010 6018972 3	34010 6001139 0
Taille 2+ / Normal	34010 6001168 0	34010 6004391 9	3664540000127	34010 6000980 9	34010 6018982 2	34010 6001140 6
Taille 3+ / Court	34010 6001171 0	34010 6004402 2	3664540000066	34010 6000984 7	34010 6018974 7	34010 6001143 7
Taille 3+ / Normal	34010 6001172 7	34010 6004394 0	3664540000141	34010 6000985 4	34010 6018984 6	34010 6001144 4

Varisma®
douceur



+ d'infos p.90

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Ambré	Opale	Poudré
Taille 1+ / Court	34010 6011783 2	34010 6029685 8	34010 6011439 8
Taille 1+ / Normal	34010 6011787 0	34010 6029689 6	34010 6011443 5
Taille 2+ / Court	34010 6011784 9	34010 6029686 5	34010 6011440 4
Taille 2+ / Normal	34010 6011788 7	34010 6029690 2	34010 6011444 2
Taille 3+ / Court	34010 6011785 6	34010 6029687 2	34010 6011441 1
Taille 3+ / Normal	34010 6011790 0	34010 6029691 9	34010 6011445 9

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



BAS AUTOFIX	Ambré	Opale	Poudré
Taille 1+ / Court	34010 6011775 7	34010 6029675 9	34010 6011435 0
Taille 1+ / Normal	34010 6011779 5	34010 6029680 3	34010 6011432 9
Taille 2+ / Court	34010 6011776 4	34010 6029676 6	34010 6011436 7
Taille 2+ / Normal	34010 6011780 1	34010 6029681 0	34010 6011433 6
Taille 3+ / Court	34010 6011777 1	34010 6029678 0	34010 6011437 4
Taille 3+ / Normal	34010 6011781 8	34010 6029682 7	34010 6011434 3

Varisma®
comfort



Composition :


Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 84

* Uniquement en format bas autofix

UN PRODUIT DESTINÉ À PLUS DE 99 PATIENTES SUR 100 avec des tailles disponibles en série⁽¹⁶⁾

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France⁽⁵⁾



+ PRODUIT

BREVETS INNOTHERA



En mi-bas et bas tailles standard



Produit doux⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾



Format collant à ceinture réglable, de série



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

14 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Mollet	27/33	24/30	30/37	37/44	27/34	34/40	40/47	30/37	37/45	45/52	33/40	40/47	47/54	43/51
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29		29/32,5		
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39													

BAS

14 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+	T5
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78	64/74
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29		29/32,5		
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72													

COLLANT - Ceinture réglable - Maternité

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/58	50/64	54/68	58/72
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80			

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

NOIR

POINTURES*	
Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44
5	44

*Pour le collant uniquement

TOUR DE HANCHE*	
Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

*Pour toutes les hauteurs

TAILLES STANDARD



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 0 / Court	34010 9970102 6	34010 9767565 7
Taille 0 / Normal	34010 9970119 4	34010 9767571 8
Taille 1 / Court	34010 7883250 5	34010 7883445 5
Taille 1 / Normal	34010 7883267 3	34010 7883451 6
Taille 2 / Court	34010 7883273 4	34010 7883468 4
Taille 2 / Normal	34010 7883296 3	34010 7883474 5
Taille 3 / Court	34010 7883304 5	34010 7883480 6
Taille 3 / Normal	34010 7883310 6	34010 7883497 4
Taille 4 / Court	34010 7883327 4	34010 7883505 6
Taille 4 / Normal	34010 7883333 5	34010 7883511 7
Taille 5 / Court	—	34015 6601060 6
Taille 5 / Normal	—	34015 6601083 5



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 0 / Court	34010 9970332 7	34010 9760847 1
Taille 0 / Normal	34010 9970349 5	34010 9760830 3
Taille 1 / Court	34010 7883617 6	34010 7883787 6
Taille 1 / Normal	34010 7883623 7	34010 7883793 7
Taille 2 / Court	34010 7883646 6	34010 7883801 9
Taille 2 / Normal	34010 7883652 7	34010 7883818 7
Taille 3 / Court	34010 7883669 5	34010 7883824 8
Taille 3 / Normal	34010 7883675 6	34010 7883830 9
Taille 4 / Court	34010 7883681 7	34010 7883847 7
Taille 4 / Normal	34010 7883698 5	34010 7883853 8
Taille 5 / Court	—	34015 6608866 7
Taille 5 / Normal	—	34015 6603142 7

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9970125 5	34010 9970237 5
Taille 1 / Normal	34010 9970131 6	34010 9970243 6
Taille 2 / Court	34010 9970148 4	34010 9970266 5
Taille 2 / Normal	34010 9970154 5	34010 9970272 6
Taille 3 / Court	34010 9970160 6	34010 9970289 4
Taille 3 / Normal	34010 9970177 4	34010 9970295 5
Taille 4 / Court	34010 9970183 5	34010 9970303 7
Taille 4 / Normal	34010 9970208 5	34010 9970326 6



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9970355 6	34010 9970450 8
Taille 1 / Normal	34010 9970361 7	34010 9970467 6
Taille 2 / Court	34010 9970378 5	34010 9970473 7
Taille 2 / Normal	34010 9970384 6	34010 9970496 6
Taille 3 / Court	34010 9970390 7	34010 9970504 8
Taille 3 / Normal	34010 9970409 6	34010 9970510 9
Taille 4 / Court	34010 9970415 7	34010 9970527 7
Taille 4 / Normal	34010 9970421 8	34010 9970533 8

CEINTURE RÉGLABLE



COLLANT	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 5356753 8	34010 5356859 7
Taille 1 / Normal	34010 5356776 7	34010 5356865 8
Taille 1 / Long	34010 5366183 0	34010 5366148 9
Taille 2 / Court	34010 5356799 6	34010 5356888 7
Taille 2 / Normal	34010 5356782 8	34010 5356871 9
Taille 2 / Long	34010 5366208 0	34010 5366154 0
Taille 3 / Court	34010 5356807 8	34010 5356894 8
Taille 3 / Normal	34010 5356813 9	34010 5356902 0
Taille 3 / Long	34010 5366220 2	34010 5366160 1
Taille 4 / Court	34010 5356836 8	34010 5356925 9
Taille 4 / Normal	34010 5356842 9	34010 5356919 8
Taille 4 / Long	34010 5366243 1	34010 5366177 9

34010 **9691230 2**

— ACL 7 caractères
(jusqu'au 31/12/10)

— ACL 13 caractères
(à partir du 01/01/11)

RETOUR
AUX TAILLES
↓

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

TAILLES +



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1+ / Court	34015 6103178 1	34015 6102279 6
Taille 1+ / Normal	34015 6103132 3	34015 6102374 8
Taille 2+ / Court	34015 6103184 2	34015 6102339 7
Taille 2+ / Normal	34015 6103149 1	34015 6102411 0
Taille 3+ / Court	34015 6103190 3	34015 6102351 9
Taille 3+ / Normal	34015 6103155 2	34015 6103103 3
Taille 4+ / Court	34015 6103209 2	34015 6102368 7
Taille 4+ / Normal	34015 6103161 3	34015 6103126 2



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1+ / Court	34010 9548107 6	34010 9548194 6
Taille 1+ / Normal	34010 9548159 5	34010 9548231 8
Taille 2+ / Court	34010 9548113 7	34010 9548202 8
Taille 2+ / Normal	34010 9548165 6	34010 9548248 6
Taille 3+ / Court	34010 9548136 6	34010 9548219 6
Taille 3+ / Normal	34010 9548171 7	34010 9548254 7
Taille 4+ / Court	34010 9548142 7	34010 9548225 7
Taille 4+ / Normal	34010 9548188 5	34010 9548260 8

TAILLES -



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1- / Court	34010 9970556 7	34010 9970645 8
Taille 1- / Normal	34010 9970562 8	34010 9970651 9
Taille 2- / Court	34010 9970579 6	34010 9970668 7
Taille 2- / Normal	34010 9970585 7	34010 9970674 8
Taille 3- / Court	34010 9970591 8	34010 9970680 9
Taille 3- / Normal	34010 9970616 8	34010 9970697 7
Taille 4- / Court	34010 9970622 9	34010 9970705 9
Taille 4- / Normal	34010 9970639 7	34010 9970711 0



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1- / Court	34010 9970728 8	34010 9970817 9
Taille 1- / Normal	34010 9970734 9	34010 9970823 0
Taille 2- / Court	34010 9970740 0	34010 9970846 9
Taille 2- / Normal	34010 9970757 8	34010 9970852 0
Taille 3- / Court	34010 9970763 9	34010 9970869 8
Taille 3- / Normal	34010 9970786 8	34010 9970875 9
Taille 4- / Court	34010 9970792 9	34010 9970881 0
Taille 4- / Normal	34010 9970800 1	34010 9970898 8

RETOUR
AUX TAILLES
↓

CLIQUEZ ICI ↓

Varisma®
comfort

Varisma®

comfort model



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

CLIQUEZ ICI ↓



Produit doux⁽¹⁵⁾



Losanges

Spirales

2 motifs disponibles

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

COLLANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/58	50/64	54/68	58/72
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

+ PRODUIT

POINTURES*	
Tailles	Pointures maxi conseillée
1	41
2	42
3	43
4	44

* Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE

Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

BREVET INNOTHERA



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6195240

SPIRALES NOIR



MI-BAS	Losanges Noir	Spirales Noir
Taille 1 / Court	34010 4700645 6	34010 9741353 2
Taille 1 / Normal	34010 4700651 7	34010 9741347 1
Taille 2 / Court	34010 4700668 5	34010 9741376 1
Taille 2 / Normal	34010 4700674 6	34010 9741382 2
Taille 3 / Court	34010 4700680 7	34010 9741399 0
Taille 3 / Normal	34010 4700697 5	34010 9741407 2
Taille 4 / Court	34010 4700705 7	34010 9741413 3
Taille 4 / Normal	34010 4729927 8	34010 9741442 3



BAS AUTOFIX	Losanges Noir	Spirales Noir
Taille 1 / Court	34010 4686537 5	34010 9548461 9
Taille 1 / Normal	34010 4686589 4	34010 9548509 8
Taille 2 / Court	34010 4686543 6	34010 9548478 7
Taille 2 / Normal	34010 4686595 5	34010 9548515 9
Taille 3 / Court	34010 4686566 5	34010 9548484 8
Taille 3 / Normal	34010 4686603 7	34010 9548521 0
Taille 4 / Court	34010 4686572 6	34010 9548490 9
Taille 4 / Normal	34010 4686626 6	34010 9548538 8



COLLANT	Losanges Noir	Spirales Noir
Taille 1 / Court	34010 4792647 1	34010 9760994 2
Taille 1 / Normal	34010 4792699 0	34010 9760959 1
Taille 2 / Court	34010 4792653 2	34010 9761002 3
Taille 2 / Normal	34010 4792707 2	34010 9760965 2
Taille 3 / Court	34010 4792676 1	34010 9761019 1
Taille 3 / Normal	34010 4792713 3	34010 9760971 3
Taille 4 / Court	34010 4792682 2	34010 9761025 2
Taille 4 / Normal	34010 4792736 2	34010 9760988 1

34010 **9691230** 2

ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

RETOUR AUX TAILLES

↓

Varisma®

comfort coton



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

COLLANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
1	42
2	43
3	43
4	44

* Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE

Tailles	Tour maxi conseillé
1	95 cm
2	105 cm
3	110 cm
4	115 cm

CLIQUEZ ICI ↓

BREVET INNOTHERA



En mi-bas et bas tailles standard

+ PRODUIT



De série



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7237768 2	34010 7237538 1
Taille 1 / Normal	34010 7237774 3	34010 7237544 2
Taille 2 / Court	34010 7237780 4	34010 7237550 3
Taille 2 / Normal	34010 7237797 2	34010 7237567 1
Taille 3 / Court	34010 7237805 4	34010 7237573 2
Taille 3 / Normal	34010 7237811 5	34010 7237596 1
Taille 4 / Court	34010 7237828 3	34010 7237656 2
Taille 4 / Normal	34010 7237834 4	34010 7237662 3



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7138859 7	34010 7237840 5
Taille 1 / Normal	34010 7138865 8	34010 7237857 3
Taille 2 / Court	34010 7138894 8	34010 7237863 4
Taille 2 / Normal	34010 7138902 0	34010 7237886 3
Taille 3 / Court	34010 7138931 0	34010 7237892 4
Taille 3 / Normal	34010 7138948 8	34010 7237900 6
Taille 4 / Court	34010 7138977 8	34010 7237917 4
Taille 4 / Normal	34010 7138983 9	34010 7237923 5




COLLANT	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7139209 9	34010 7238029 3
Taille 1 / Normal	34010 7139215 0	34010 7238035 4
Taille 2 / Court	34010 7139244 0	34010 7238041 5
Taille 2 / Normal	34010 7139250 1	34010 7238058 3
Taille 3 / Court	34010 7139296 9	34010 7238064 4
Taille 3 / Normal	34010 7139304 1	34010 7238070 5
Taille 4 / Court	34010 7139333 1	34010 7238087 3
Taille 4 / Normal	34010 7139356 0	34010 7238093 4

RETOUR
AUX TAILLES
↓

NOIR

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Naturel
Taille 1 / Court	34010 4404102 3
Taille 1 / Normal	34010 4404148 1
Taille 2 / Court	34010 4404119 1
Taille 2 / Normal	34010 4404154 2
Taille 3 / Court	34010 4404125 2
Taille 3 / Normal	34010 4404160 3
Taille 4 / Court	34010 4404131 3
Taille 4 / Normal	34010 4404177 1



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

BAS AUTOFIX	Naturel
Taille 1 / Court	34010 4239212 7
Taille 1 / Normal	34010 4239258 5
Taille 2 / Court	34010 4239229 5
Taille 2 / Normal	34010 4239264 6
Taille 3 / Court	34010 4239235 6
Taille 3 / Normal	34010 4239270 7
Taille 4 / Court	34010 4239241 7
Taille 4 / Normal	34010 4239287 5

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

Varisma®
zen



Composition :

Polyamide, Elasthane

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21, 5	21, 5/23, 5	23, 5/25, 5	25, 5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

CLIQUEZ ICI ↓

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
1	42
2	43
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs

+ PRODUIT



Produit doux⁽²⁵⁾



BE COOL™ : Libre circulation de la chaleur et de l'humidité⁽⁶⁾


BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



CHAUSSETTES	Noir	Grisé	Crème	Prune	Fuscain
Taille 1 / Court	34010 9864423 2	34010 9864593 2	34010 9864512 3	34010 9986178 2	34015 6141664 9
Taille 1 / Normal	34010 9864446 1	34010 9864601 4	34010 9864529 1	34010 9986184 3	34015 6199474 1
Taille 2 / Court	34010 9864452 2	34010 9864618 2	34010 9864535 2	34010 9986190 4	34015 6141859 9
Taille 2 / Normal	34010 9864469 0	34010 9864624 3	34010 9864541 3	34010 9986209 3	34015 6199480 2
Taille 3 / Court	34010 9864475 1	34010 9864630 4	34010 9864558 1	34010 9986215 4	34015 6166523 8
Taille 3 / Normal	34010 9864481 2	34010 9864647 2	34010 9864564 2	34010 9986221 5	34015 6213837 3
Taille 4 / Court	34010 9864498 0	34010 9864653 3	34010 9864570 3	34010 9986238 3	34015 6197133 9
Taille 4 / Normal	34010 9864506 2	34010 9864676 2	34010 9864587 1	34010 9986244 4	34015 6213866 3



PRUNE

RETOUR
AUX TAILLES
↓

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)



Varisma®
zen coton



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

CLIQUEZ ICI ↓

GRILLE DE TAILLES

POINTURES*	
Tailles	Pointures maxi conseillée
1	42
2	43
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs

+ PRODUIT



Look féminin grâce au motif torsadé



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

— BREVETS INNOTHERA —

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6195240



CHAUSSETTES	Noir	Cappuccino	Beige Clair
Taille 1 / Court	34010 5117250 5	34010 5117362 5	34010 5117540 7
Taille 1 / Normal	34010 5117267 3	34010 5117379 3	34010 5117557 5
Taille 2 / Court	34010 5117273 4	34010 5117385 4	34010 5117563 6
Taille 2 / Normal	34010 5117296 3	34010 5117391 5	34010 5117592 6
Taille 3 / Court	34010 5117310 6	34010 5117416 5	34010 5117600 8
Taille 3 / Normal	34010 5117327 4	34010 5117422 6	34010 5118166 8
Taille 4 / Court	34010 5117333 5	34010 5117439 4	34010 5118172 9
Taille 4 / Normal	34010 5117356 4	34010 5117445 5	34010 5118189 7

RETOUR
AUX TAILLES
↓

BEIGE CLAIR

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

COTON

Classe
2
VARISMA®

39

Femme

CLASSE III

20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48hPa)





Indications :

- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique **(C3)**,
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse **(C4a)**,
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse **(C4b Chronique)**,
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé **(C5)**,
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique associée,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Varisma® Comfort coton 46
 • Semi-opaque / Coton

Varisma®
comfort coton



Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

COLLANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			



De série

+ PRODUIT



Contient du coton d'Égypte



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾

GRILLE DE TAILLES

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
1	42
2	43
3	43
4	44

* Pour toutes les hauteurs

TOUR DE HANCHE

Tailles	Tour maxi conseillé
1	95 cm
2	105 cm
3	110 cm
4	115 cm


CLIQUEZ ICI ↓

BREVET INNOTHERA



BVCert. 6195240

NATUREL



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7345937 0	34010 7345920 2
Taille 1 / Normal	34010 7345966 0	34010 7345943 1
Taille 2 / Court	34010 7345989 9	34010 7345972 1
Taille 2 / Normal	34010 7346003 1	34010 7345995 0
Taille 3 / Court	34010 7346032 1	34010 7346026 0
Taille 3 / Normal	34010 7346055 0	34010 7346049 9
Taille 4 / Court	34010 7346078 9	34010 7346061 1
Taille 4 / Normal	34010 7346090 1	34010 7346084 0



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7358360 0	34010 7345653 9
Taille 1 / Normal	34010 7358377 8	34010 7345676 8
Taille 2 / Court	34010 7358383 9	34010 7345682 9
Taille 2 / Normal	34010 7358408 9	34010 7345699 7
Taille 3 / Court	34010 7358414 0	34010 7345707 9
Taille 3 / Normal	34010 7358420 1	34010 7345713 0
Taille 4 / Court	34010 7358437 9	34010 7345736 9
Taille 4 / Normal	34010 7358443 0	34010 7345742 0



COLLANT	Naturel
Taille 1 / Court	34010 7345831 1
Taille 1 / Normal	34010 7345848 9
Taille 2 / Court	34010 7345854 0
Taille 2 / Normal	34010 7345860 1
Taille 3 / Court	34010 7345877 9
Taille 3 / Normal	34010 7345883 0
Taille 4 / Court	34010 7345908 0
Taille 4 / Normal	34010 7345914 1

**RETOUR
AUX TAILLES**
↓

34010 **9691230** 2
 ———— **ACL 7 caractères** (jusqu'au 31/12/10)
 ———— **ACL 13 caractères** (à partir du 01/01/11)

homme

CLASSE II

15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)





Indications :

- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Legger® Classic	50
• Fibres naturelles / Côtes fines	
Legger® Fine	52
• Fibres naturelles	
Legger® Surfine	54
• Fibres techniques / Côtes plates	
Legger® Zen	58
• Fibres techniques	

Legger®
classic



Composition :

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
0	Normal	41
	Long	43
1 / 1+	Normal	42
	Long	44
2 / 2+	Normal	43
	Long	45
3 / 3+	Normal	44
	Long	46
4 / 4+	Normal	46
	Long	47

CLIQUEZ ICI ↓

+ PRODUIT



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽²⁶⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁷⁾



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

— BREVETS INNOTHERA —

TAILLES STANDARD



CHAUSSETTES	Noir	Beige chiné	Marine	Ecorce	Gris anthracite
Taille 0 / Normal	34010 5355831 4	34010 5355943 4	—	—	—
Taille 0 / Long	34010 5355848 2	34010 5355966 3	—	—	—
Taille 1 / Normal	34010 7725433 9	34010 7725700 2	34010 7725539 8	34010 4517680 9	34010 7725611 1
Taille 1 / Long	34010 7725485 8	34010 7725752 1	34010 7725574 9	34010 4517697 7	34010 7725657 9
Taille 2 / Normal	34010 7725456 8	34010 7725717 0	34010 7725545 9	34010 4517705 9	34010 7725628 9
Taille 2 / Long	34010 7725491 9	34010 7725769 9	34010 7725580 0	34010 4517711 0	34010 7725663 0
Taille 3 / Normal	34010 7725462 9	34010 7725723 1	34010 7725551 0	34010 4517728 8	34010 7725634 0
Taille 3 / Long	34010 7725516 9	34010 7725775 0	34010 7725597 8	34010 4517734 9	34010 7725686 9
Taille 4 / Normal	34010 7725479 7	34010 7725746 0	34010 7725568 8	34010 4517740 0	34010 7725640 1
Taille 4 / Long	34010 7725522 0	34010 7725781 1	34010 7725605 0	34010 4517757 8	34010 7725692 0

CONCEPT BI-ZONE BREVETÉ
avec un maillage aéré en cuisse⁽⁷⁾

RETOUR
AUX TAILLES
↓

BEIGE CHINÉ

34010 **9691230** 2
 ACL 7 caractères
(jusqu'au 31/12/10)
 ACL 13 caractères
(à partir du 01/01/11)



BAS AUTOFIX	Noir	Beige chiné
Taille 1 / Normal	34010 6144929 1	34010 6145550 6
Taille 1 / Long	34010 6144964 2	34010 6146064 7
Taille 2 / Normal	34010 6144935 2	34010 6145900 9
Taille 2 / Long	34010 6145314 4	34010 6146070 8
Taille 3 / Normal	34010 6144941 3	34010 6145923 8
Taille 3 / Long	34010 6145320 5	34010 6146236 8
Taille 4 / Normal	34010 6144958 1	34010 6145952 8
Taille 4 / Long	34010 6145337 3	34010 6146561 1

TAILLES +



CHAUSSETTES	Noir	Beige chiné
Taille 1+ / Normal	34010 5355860 4	34010 5355989 2
Taille 1+ / Long	34010 5355854 3	34010 5355972 4
Taille 2+ / Normal	34010 5355877 2	34010 5355995 3
Taille 2+ / Long	34010 5355883 3	34010 5356003 4
Taille 3+ / Normal	34010 5355908 3	34010 5356032 4
Taille 3+ / Long	34010 5355914 4	34010 5356026 3
Taille 4+ / Normal	34010 5355937 3	34010 5356049 2
Taille 4+ / Long	34010 5355920 5	34010 5356055 3

Legger®
fine



Composition :

Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse),
Polyamide, Elasthanne

Retrouvez le résumé des
caractéristiques des produits
à la page 88



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	32/39	33/40	34/41	37/44
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41			

CLIQUEZ ICI ↓

POINTURES		
Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
1	Normal	42
	Long	44
2	Normal	43
	Long	45
3	Normal	44
	Long	46
4	Normal	46
	Long	47

+ PRODUIT



Contient
du coton d'Égypte

— BREVETS INNOTHERA —



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue
au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



GRIS



CHAUSSETTES	Noir	Ecru	Gris
Taille 1 / Normal	34010 7833648 5	34010 7833737 6	34010 7833832 8
Taille 1 / Long	34010 7833683 6	34010 7833789 5	34010 7833878 6
Taille 2 / Normal	34010 7833654 6	34010 7833743 7	34010 7833849 6
Taille 2 / Long	34010 7833708 6	34010 7833795 6	34010 7833884 7
Taille 3 / Normal	34010 7833660 7	34010 7833766 6	34010 7833855 7
Taille 3 / Long	34010 7833714 7	34010 7833803 8	34010 7833890 8
Taille 4 / Normal	34010 7833677 5	34010 7833772 7	34010 7833861 8
Taille 4 / Long	34010 7833720 8	34010 7833826 7	34010 7833909 7

**RETOUR
AUX TAILLES**
↓

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

Legger®
surfine



Composition :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*


Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix

UN PRODUIT QUI ÉQUIPE 98 PATIENTS SUR 100

avec des tailles disponibles en série⁽²⁶⁾

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population masculine en France⁽⁵⁾



BVCert. 6195240

Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

+ PRODUIT

BREVETS INNOTHERA



En mi-bas et bas tailles standard



De série



Produit doux⁽²⁷⁾



BECOOL™: Libre circulation de la chaleur et de l'humidité⁽⁶⁾



Fresh+ en noir : Limite la sensation de chaleur⁽⁸⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁷⁾



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾



NOIR

GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS

12 TAILLES	T1 -	T1	T1+	T2 -	T2	T2+	T3 -	T3	T3+	T4 -	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville		19/22		22/25			25/28			28/31		
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
0	Normal	41
	Long	43
1- / 1 / 1+	Normal	42
	Long	44
2- / 2 / 2+	Normal	43
	Long	45
3- / 3 / 3+	Normal	44
	Long	46
4- / 4 / 4+	Normal	46
	Long	47

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

TAILLES STANDARD



CHAUSSETTES	Noir <i>fresh +</i>	Marine <i>fresh +</i>	Beige	Gris cendré	Anthracite
Taille 0 / Normal	34010 8166616 6	34010 6027287 6	34010 5355334 0	—	—
Taille 0 / Long	34010 8166622 7	34010 6027286 9	34010 5355742 3	—	—
Taille 1 / Normal	34010 8166639 5	34010 6026415 4	34010 6135126 6	34010 6134799 3	34010 9691595 2
Taille 1 / Long	34010 8166680 7	34010 6026419 2	34010 6135132 7	34010 6134807 5	34010 9691603 4
Taille 2 / Normal	34010 8166763 7	34010 6026416 1	34010 6135149 5	34010 6134919 5	34010 9691626 3
Taille 2 / Long	34010 8166697 5	34010 6026421 5	34010 6135161 7	34010 6135014 6	34010 9691632 4
Taille 3 / Normal	34010 8166786 6	34010 6026417 8	34010 6135178 5	34010 6135020 7	34010 9691649 2
Taille 3 / Long	34010 8166705 7	34010 6026422 2	34010 6135184 6	34010 6135037 5	34010 9691655 3
Taille 4 / Normal	34010 8166792 7	34010 6026418 5	34010 6135190 7	34010 6135043 6	34010 9691661 4
Taille 4 / Long	34010 8166711 8	34010 6026423 9	34010 6135209 6	34010 6135066 5	34010 9691678 2

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)



BAS AUTOFIX	Noir <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1 / Normal	34010 8166970 9	34010 9849748 7
Taille 1 / Long	34010 8167018 7	34010 9851082 7
Taille 2 / Normal	34010 8166987 7	34010 9851099 5
Taille 2 / Long	34010 8167024 8	34010 9851107 7
Taille 3 / Normal	34010 8166993 8	34010 9851113 8
Taille 3 / Long	34010 8167030 9	34010 9851136 7
Taille 4 / Normal	34010 8167001 9	34010 9851142 8
Taille 4 / Long	34010 8167047 7	34010 9851159 6

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



CHAUSSETTES	Noir <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1 / Normal	34010 8166800 9	34010 9905323 1
Taille 1 / Long	34010 8166852 8	34010 9905346 0
Taille 2 / Normal	34010 8166817 7	34010 9905352 1
Taille 2 / Long	34010 8166869 6	34010 9905369 9
Taille 3 / Normal	34010 8166823 8	34010 9905375 0
Taille 3 / Long	34010 8166875 7	34010 9905381 1
Taille 4 / Normal	34010 8166846 7	34010 9905398 9
Taille 4 / Long	34010 8166881 8	34010 9905406 1

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



BAS AUTOFIX	Noir <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1 / Normal	34010 8166935 8	34010 9905493 1
Taille 1 / Long	34010 8166898 6	34010 9905501 3
Taille 2 / Normal	34010 8166941 9	34010 9905518 1
Taille 2 / Long	34010 8166906 8	34010 9905524 2
Taille 3 / Normal	34010 8166958 7	34010 9905530 3
Taille 3 / Long	34010 8166912 9	34010 9905547 1
Taille 4 / Normal	34010 8166964 8	34010 9905553 2
Taille 4 / Long	34010 8166929 7	34010 9905576 1



CONCEPT BI-ZONE
BREVETÉ
avec un maillage aéré
en cuisse⁽⁷⁾

NOIR

TAILLES -



BAS AUTOFIX	Noir <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1- / Normal	34010 6006439 6	34010 6027778 9
Taille 1- / Long	34010 6006443 3	34010 6027776 5
Taille 2- / Normal	34010 6006440 2	34010 6027779 6
Taille 2- / Long	34010 6006444 0	34010 6027777 2
Taille 3- / Normal	34010 6006441 9	34010 6028115 1
Taille 3- / Long	34010 6006445 7	34010 6028118 2
Taille 4- / Normal	34010 6006442 6	34010 6028116 8
Taille 4- / Long	34010 6006447 1	34010 6028119 9

TAILLES +



CHAUSSETTES	Noir <i>fresh +</i>	Marine <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1+ / Normal	34010 8166645 6	34010 6026461 1	34010 5355759 1
Taille 1+ / Long	34010 8166728 6	34010 6026469 7	34010 5355765 2
Taille 2+ / Normal	34010 8166651 7	34010 6026463 5	34010 5355771 3
Taille 2+ / Long	34010 8166734 7	34010 6026470 3	34010 5355788 1
Taille 3+ / Normal	34010 8166668 5	34010 6026464 2	34010 5355802 4
Taille 3+ / Long	34010 8166740 8	34010 6026471 0	34010 5355794 2
Taille 4+ / Normal	34010 8166674 6	34010 6026465 9	34010 5355819 2
Taille 4+ / Long	34010 8166757 6	34010 6026473 4	34010 5355825 3



BAS AUTOFIX	Noir <i>fresh +</i>	Beige
Taille 1+ / Normal	34010 6027753 6	34010 6027762 8
Taille 1+ / Long	34010 6027757 4	34010 6027769 7
Taille 2+ / Normal	34010 6027754 3	34010 6027764 2
Taille 2+ / Long	34010 6027758 1	34010 6027772 7
Taille 3+ / Normal	34010 6027755 0	34010 6027765 9
Taille 3+ / Long	34010 6027759 8	34010 6027774 1
Taille 4+ / Normal	34010 6027756 7	34010 6027768 0
Taille 4+ / Long	34010 6027760 4	34010 6027775 8

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓

Legger®
surfine

Legger®
zen



Composition :

Polyamide, Elasthane
Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
0	Normal	41
	Long	43
1 / 1+	Normal	42
	Long	44
2 / 2+	Normal	43
	Long	45
3 / 3+	Normal	44
	Long	46
4 / 4+	Normal	46
	Long	47

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

+ PRODUIT



Produit doux⁽²⁸⁾



BECOOL™ : Libre circulation de la chaleur et de l'humidité⁽⁶⁾



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

— BREVETS INNOTHERA —

TAILLES STANDARD



CHAUSSETTES	Noir	Beige	Fusain	Marron	Marine	Galet
Taille 0 / Normal	34010 5115021 3	34010 5115044 2	—	—	—	—
Taille 0 / Long	34010 5115038 1	34010 5115050 3	—	—	—	—
Taille 1 / Normal	34010 5115268 2	34010 5115340 5	34015 7102577 0	34010 5117178 2	34010 5117089 1	34015 6214280 6
Taille 1 / Long	34010 5115274 3	34010 5115357 3	34015 7102637 1	34010 5117184 3	34010 5117095 2	34015 6213932 5
Taille 2 / Normal	34010 5115280 4	34010 5115363 4	34015 7102608 1	34010 5117190 4	34010 5117103 4	34015 6214305 6
Taille 2 / Long	34010 5115297 2	34010 5115386 3	34015 7102643 2	34010 5117209 3	34010 5117126 3	34015 6214015 4
Taille 3 / Normal	34010 5115305 4	34010 5115392 4	34015 7102614 2	34010 5117215 4	34010 5117132 4	34015 6214446 6
Taille 3 / Long	34010 5115311 5	34010 5115400 6	34015 7103341 6	34010 5117221 5	34010 5117149 2	34015 6214038 3
Taille 4 / Normal	34010 5115328 3	34010 5117066 2	34015 7102620 3	34010 5117238 3	34010 5117155 3	34015 6214469 5
Taille 4 / Long	34010 5115334 4	34010 5117072 3	34015 7104441 2	34010 5117244 4	34010 5117161 4	34015 6214104 5

TAILLES +



CHAUSSETTES	Noir	Beige
Taille 1+ / Normal	34010 5115067 1	34010 5115162 3
Taille 1+ / Long	34010 5115073 2	34010 5115179 1
Taille 2+ / Normal	34010 5115096 1	34010 5115185 2
Taille 2+ / Long	34010 5115104 3	34010 5115191 3
Taille 3+ / Normal	34010 5115110 4	34010 5115222 4
Taille 3+ / Long	34010 5115127 2	34010 5115239 2
Taille 4+ / Normal	34010 5115133 3	34010 5115245 3
Taille 4+ / Long	34010 5115156 2	34010 5115251 4

RETOUR
AUX TAILLES
↓

34010 **9691230** 2
 — ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 — ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

GALET

classe
3

LEgger

56

homme

CLASSE III

20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48 hPa)





Indications :

- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique **(C3)**,
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse **(C4a)**,
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse **(C4b Chronique)**,
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé **(C5)**,
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Legger® 25 Classic 62

- Fibres naturelles / Côtes fines

Legger®
classic



Composition :

Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

9 TAILLES	T0	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	28/35	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	17/19	19/22	22/25	22/25	25/28	25/28	28/31	28/31	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41								

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	47/57	52/62	57/67	62/72
Cheville	19/22	22/25	25/28	28/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78			

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
0	Normal	41
	Long	43
1 / 1+	Normal	42
	Long	44
2 / 2+	Normal	43
	Long	45
3 / 3+	Normal	44
	Long	46
4 / 4+	Normal	46
	Long	47

+ PRODUIT



De série



Adapté, en série à 98% des morphologies masculines⁽²⁶⁾



Concept bi-zone breveté pour le format bas⁽⁷⁾



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

BREVETS INNOTHERA



BEIGE CHINÉ

34010 **9691230** 2
 ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)
 ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)

RETOUR AUX TAILLES
 ↓



CHAUSSETTES	Noir	Beige chiné
Taille 1+ / Normal	34010 5354837 7	34010 5354978 7
Taille 1+ / Long	34010 5354843 8	34010 5354984 8
Taille 2+ / Normal	34010 5354872 8	34010 5354990 9
Taille 2+ / Long	34010 5354866 7	34010 5355009 7
Taille 3+ / Normal	34010 5354889 6	34010 5355015 8
Taille 3+ / Long	34010 5354895 7	34010 5355021 9
Taille 4+ / Normal	34010 5354926 8	34010 5355044 8
Taille 4+ / Long	34010 5354903 9	34010 5355038 7

BAS AUTOFIX	Noir	Beige chiné
Taille 1 / Normal	34010 9698924 3	34010 9699013 3
Taille 1 / Long	34010 9698930 4	34010 9699036 2
Taille 2 / Normal	34010 9698947 2	34010 9699042 3
Taille 2 / Long	34010 9698953 3	34010 9699059 1
Taille 3 / Normal	34010 9698976 2	34010 9699065 2
Taille 3 / Long	34010 9698982 3	34010 9699071 3
Taille 4 / Normal	34010 9698999 1	34010 9699088 1
Taille 4 / Long	34010 9699007 2	34010 9699094 2



CHAUSSETTES	Noir	Beige chiné	Gris anthracite
Taille 0 / Normal	34010 5354814 8	34010 5354949 7	—
Taille 0 / Long	34010 5354820 9	34010 5354955 8	—
Taille 1 / Normal	34010 9698663 1	34010 9698841 3	34010 9698769 0
Taille 1 / Long	34010 9698686 0	34010 9698858 1	34010 9698775 1
Taille 2 / Normal	34010 9698692 1	34010 9698864 2	34010 9698781 2
Taille 2 / Long	34010 9698700 3	34010 9698870 3	34010 9698798 0
Taille 3 / Normal	34010 9698717 1	34010 9698887 1	34010 9698806 2
Taille 3 / Long	34010 9698723 2	34010 9698893 2	34010 9698812 3
Taille 4 / Normal	34010 9698746 1	34010 9698901 4	34010 9698829 1
Taille 4 / Long	34010 9698752 2	34010 9698918 2	34010 9698835 2



TAILLES +

Actys®

CLASSE II

15, 1 à 20 mmHg (20, 1 à 27 hPa)

CLASSE III

20, 1 à 36 mmHg (27, 1 à 48 hPa)

classe
2-3

ACTYS®

60



Indications Classe II – 15,1 à 20 mmHg (20,1 à 27 hPa)

- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Actys® 20 Femme 66

Actys® 20 Homme 72

Indications Classe III – 20,1 à 36 mmHg (27,1 à 48 hPa)

- varices de plus de 3 mm **(C2)**,
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique **(C3)**,
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse **(C4a)**,
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse **(C4b Chronique)**,
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé **(C5)**,
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique associée
- en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Actys® 25 74


Actys® 35 78

Actys[®] 20 Femme



UN PRODUIT QUI ÉQUIPE PLUS DE 99 PATIENTES SUR 100 avec des tailles disponibles en série⁽²⁹⁾

Répartition des mensurations des mollets et chevilles d'un échantillon représentatif de la population féminine en France⁽⁵⁾



BVCert. 6195240

Echelle des densités de personnes

- <5 personnes
- 5 à 9 personnes
- 10 à 14 personnes
- 15 à 19 personnes
- >19 personnes

62

Composition :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix

classe
2
ACTYS[®]

+ PRODUIT



En mi-bas et bas tailles standard

— BREVETS INNOTHERA —



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Mollet	27/33	24/30	30/37	37/44	27/34	34/40	40/47	30/37	37/45	45/52	33/40	40/47	47/54
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29			
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39												

BAS

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5			25,5/29			
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

COLLANT

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/58	50/64	54/68	58/72
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal de 72,1 à 80 / Long Sup. à 80			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

TOUR DE HANCHE

Tailles	Tour maxi conseillé
1	105 cm
2	120 cm
3	125 cm
4	130 cm

*Pour toutes les hauteurs

BEIGE ROSÉ

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

TAILLES STANDARD



	NOUVEAU			
MI-BAS	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 0 / Court	34010 5185961 1	34010 5185843 0	3664540002961	--
Taille 0 / Normal	34010 5185984 0	34010 5185866 9	3664540003098	--
Taille 1 / Court	34010 9495138 9	34010 9495055 9	3664540002978	34010 6015300 7
Taille 1 / Normal	34010 9495144 0	34010 9495061 0	3664540003104	34010 6015318 2
Taille 2 / Court	34010 9495150 1	34010 9495078 8	3664540003005	34010 6015303 8
Taille 2 / Normal	34010 9495167 9	34010 9495084 9	3664540003135	34010 6015322 9
Taille 3 / Court	34010 9495173 0	34010 9495090 0	3664540003036	34010 6015307 6
Taille 3 / Normal	34010 9495196 9	34010 9495109 9	3664540003166	34010 6015326 7
Taille 4 / Court	34010 9495204 1	34010 9495115 0	3664540003067	34010 6015311 3
Taille 4 / Normal	34010 9495210 2	34010 9495121 1	3664540003197	34010 6015330 4



	NOUVEAU			
BAS AUTOFIX	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 0 / Court	34010 5186328 1	34010 5186104 1	3664540003227	--
Taille 0 / Normal	34010 5186334 2	34010 5186110 2	3664540003357	--
Taille 1 / Court	34010 2000085 3	34010 9495227 0	3664540003234	34010 6015140 9
Taille 1 / Normal	34010 2000091 4	34010 9495233 1	3664540003364	34010 6015154 6
Taille 2 / Court	34010 2000116 4	34010 2000010 5	3664540003265	34010 6015143 0
Taille 2 / Normal	34010 2000122 5	34010 2000027 3	3664540003395	34010 6015158 4
Taille 3 / Court	34010 2000139 3	34010 2000033 4	3664540003296	34010 6015146 1
Taille 3 / Normal	34010 2000145 4	34010 2000056 3	3664540003425	34010 6015162 1
Taille 4 / Court	34010 2000151 5	34010 2000062 4	3664540003326	34010 6015150 8
Taille 4 / Normal	34010 2000168 3	34010 2000079 2	3664540003456	34010 6015165 2

34010 **9691230 2**

ACL 7 caractères
(jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères
(à partir du 01/01/11)

CLIQUEZ ICI ↓



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓

TAILLES STANDARD



COLLANT	Noir	Beige	Beige rosé
Taille 1 / Court	34010 5354524 6	34010 5354688 5	34010 6024514 6
Taille 1 / Normal	34010 5354553 6	34010 5354694 6	34010 6024518 4
Taille 1 / Long	34010 5380496 1	34010 5380438 1	34010 6024522 1
Taille 2 / Court	34010 5354576 5	34010 5354702 8	34010 6024515 3
Taille 2 / Normal	34010 5354599 4	34010 5354725 7	34010 6024519 1
Taille 2 / Long	34010 5380504 3	34010 5380444 2	34010 6024523 8
Taille 3 / Court	34010 5354636 6	34010 5354731 8	34010 6024516 0
Taille 3 / Normal	34010 5354659 5	34010 5354748 6	34010 6024520 7
Taille 3 / Long	34010 5380510 4	34010 5380450 3	34010 6024524 5
Taille 4 / Court	34010 5354665 6	34010 5354760 8	34010 6024517 7
Taille 4 / Normal	34010 5354671 7	34010 5354754 7	34010 6024521 4
Taille 4 / Long	34010 5380527 2	34010 5380467 1	34010 6024525 2

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Beige	NOUVEAU Beige clair
Taille 1 / Court	34015 6379414 1	3664540002480
Taille 1 / Normal	34015 6379526 1	3664540002602
Taille 2 / Court	34015 6379420 2	3664540002510
Taille 2 / Normal	34015 6379549 0	3664540002633
Taille 3 / Court	34015 6379443 1	3664540002541
Taille 3 / Normal	34015 6379503 2	3664540002664
Taille 4 / Court	34015 6379495 0	3664540002572
Taille 4 / Normal	34015 6379555 1	3664540002695

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



BAS AUTOFIX	Beige	NOUVEAU Beige clair
Taille 1 / Court	34015 6414010 7	3664540002725
Taille 1 / Normal	34015 6379561 2	3664540002848
Taille 2 / Court	34015 6432657 0	3664540002756
Taille 2 / Normal	34015 6379584 1	3664540002879
Taille 3 / Court	34015 6432640 2	3664540002787
Taille 3 / Normal	34015 6379590 2	3664540002909
Taille 4 / Court	34015 6432686 0	3664540002817
Taille 4 / Normal	34015 6379609 1	3664540002930

BEIGE ROSÉ

CLIQUEZ ICI ↓



CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES



Actys[®] 20
Femme

TAILLES -

CLIQUEZ ICI ↓

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES
↓



MI-BAS	NOUVEAU			
	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 1- / Court	34010 5185990 1	34010 5185872 0	3664540002992	34010 6015299 4
Taille 1- / Normal	34010 5186009 9	34010 5185889 8	3664540003128	34010 6015317 5
Taille 2- / Court	34010 5186015 0	34010 5185895 9	3664540003029	34010 6015302 1
Taille 2- / Normal	34010 5186021 1	34010 5185903 1	3664540003159	34010 6015321 2
Taille 3- / Court	34010 5186038 9	34010 5185926 0	3664540003050	34010 6015306 9
Taille 3- / Normal	34010 5186050 1	34010 5185932 1	3664540003180	34010 6015324 3
Taille 4- / Court	34010 5186067 9	34010 5185949 9	3664540003081	34010 6015309 0
Taille 4- / Normal	34010 5186073 0	34010 5185955 0	3664540003210	34010 6015329 8



BAS AUTOFIX	NOUVEAU			
	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 1- / Court	34010 5186357 1	34010 5186127 0	3664540003258	34010 6015139 3
Taille 1- / Normal	34010 5186363 2	34010 5186133 1	3664540003388	34010 6015153 9
Taille 2- / Court	34010 5186386 1	34010 5186156 0	3664540003289	34010 6015142 3
Taille 2- / Normal	34010 5186392 2	34010 5186162 1	3664540003418	34010 6015157 7
Taille 3- / Court	34010 5186400 4	34010 5186185 0	3664540003319	34010 6015145 4
Taille 3- / Normal	34010 5186417 2	34010 5186191 1	3664540003449	34010 6015160 7
Taille 4- / Court	34010 5186423 3	34010 5186216 1	3664540003340	34010 6015148 5
Taille 4- / Normal	34010 5186446 2	34010 5186222 2	3664540003470	34010 6015164 5

34010 **9691230** 2

ACL 7 caractères
(jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères
(à partir du 01/01/11)

TAILLES +



MI-BAS	NOUVEAU			
	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 1+ / Court	34010 8177809 8	34010 8177672 8	3664540002985	34010 6015301 4
Taille 1+ / Normal	34010 8177761 9	34010 8177726 8	3664540003111	34010 6015320 5
Taille 2+ / Court	34010 8177815 9	34010 8177689 6	3664540003012	34010 6015305 2
Taille 2+ / Normal	34010 8177778 7	34010 8177732 9	3664540003142	34010 6015323 6
Taille 3+ / Court	34010 8177844 9	34010 8177695 7	3664540003043	34010 6015308 3
Taille 3+ / Normal	34010 8177784 8	34010 8177749 7	3664540003173	34010 6015328 1
Taille 4+ / Court	34010 8177867 8	34010 8177703 9	3664540003074	34010 6015312 0
Taille 4+ / Normal	34010 8177790 9	34010 8177755 8	3664540003203	34010 6015331 1



BAS AUTOFIX	NOUVEAU			
	Noir	Beige	Beige clair	Beige rosé
Taille 1+ / Court	34010 5186469 1	34010 5186245 1	3664540003241	34010 6015141 6
Taille 1+ / Normal	34010 5186475 2	34010 5186251 2	3664540003371	34010 6015156 0
Taille 2+ / Court	34010 5186481 3	34010 5186268 0	3664540003272	34010 6015144 7
Taille 2+ / Normal	34010 5186498 1	34010 5186274 1	3664540003401	34010 6015159 1
Taille 3+ / Court	34010 5186512 4	34010 5186280 2	3664540003302	34010 6015147 8
Taille 3+ / Normal	34010 5186529 2	34010 5186297 0	3664540003432	34010 6015163 8
Taille 4+ / Court	34010 5186535 3	34010 5186305 2	3664540003333	34010 6015151 5
Taille 4+ / Normal	34010 5186558 2	34010 5186311 3	3664540003463	34010 6015166 9

Actys[®] 20
Femme

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[RETOUR
AUX TAILLES
↓](#)

NOIR

Actys[®] 20

Homme



68

Composition :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

8 TAILLES	T1	T1+	T2	T2+	T3	T3+	T4	T4+
Mollet	32/39	39/46	33/40	40/47	34/41	41/48	37/44	44/51
Cheville	19/22		22/25		25/28		28/31	
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 41 / Long Sup. à 41							

BAS

12 TAILLES	T1 -	T1	T1+	T2 -	T2	T2+	T3 -	T3	T3+	T4 -	T4	T4+
Cuisse	42/47	47/57	57/67	47/52	52/62	62/72	52/57	57/67	67/77	57/62	62/72	72/82
Cheville	19/22			22/25			25/28			28/31		
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 78 / Long Sup. à 78											

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointures maxi conseillée
1	Normal	42
	Long	44
2	Normal	43
	Long	45
3	Normal	44
	Long	46
4	Normal	46
	Long	47

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

+ PRODUIT



De série

BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾

TAILLES STANDARD

NOIR



CHAUSSETTES	Noir	Beige	Gris
Taille 1 / Normal	34015 6312261 6	34015 6310612 8	34010 6022996 2
Taille 1 / Long	34015 6312203 6	34015 6312143 5	34010 6022997 9
Taille 2 / Normal	34015 6312278 4	34015 6310629 6	34010 6022998 6
Taille 2 / Long	34015 6312226 5	34015 6312172 5	34010 6022999 3
Taille 3 / Normal	34015 6312284 5	34015 6312114 5	34010 6023000 5
Taille 3 / Long	34015 6312249 4	34015 6312189 3	34010 6023001 2
Taille 4 / Normal	34015 6312309 5	34015 6312120 6	34010 6023003 6
Taille 4 / Long	34015 6312255 5	34015 6312195 4	34010 6023004 3



BAS AUTOFIX	Noir	Beige
Taille 1 / Normal	34015 6336965 3	34015 6312315 6
Taille 1 / Long	34015 6336913 4	34015 6312338 5
Taille 2 / Normal	34015 6336971 4	34015 6312321 7
Taille 2 / Long	34015 6336936 3	34015 6312344 6
Taille 3 / Normal	34015 6336988 2	34015 6336824 3
Taille 3 / Long	34015 6336942 4	34015 6336853 3
Taille 4 / Normal	34015 6336994 3	34015 6336847 2
Taille 4 / Long	34015 6336959 2	34015 6336907 3

34010 **9691230** 2
 ACL 7 caractères
 (jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères
 (à partir du 01/01/11)

TAILLES STANDARD

TAILLES +



CHAUSSETTES	Noir	Noir
Taille 1 / Normal	3664540007485	3664540007492
Taille 1 / Long	3664540007560	3664540007577
Taille 2 / Normal	3664540007508	3664540007515
Taille 2 / Long	3664540007584	3664540007591
Taille 3 / Normal	3664540007522	3664540007539
Taille 3 / Long	3664540007607	3664540007614
Taille 4 / Normal	3664540007546	3664540007553
Taille 4 / Long	3664540007621	3664540007638

TAILLES +



CHAUSSETTES	Noir	Beige	Gris
Taille 1+ / Normal	34010 6023013 5	34010 6023179 8	34010 6023005 0
Taille 1+ / Long	34010 6023014 2	34010 6023184 2	34010 6023006 7
Taille 2+ / Normal	34010 6023015 9	34010 6023186 6	34010 6023007 4
Taille 2+ / Long	34010 6023016 6	34010 6023188 0	34010 6023008 1
Taille 3+ / Normal	34010 6023170 5	34010 6023193 4	34010 6023009 8
Taille 3+ / Long	34010 6023173 6	34010 6023198 9	34010 6023010 4
Taille 4+ / Normal	34010 6023174 3	34010 6023201 6	34010 6023011 1
Taille 4+ / Long	34010 6023175 0	34010 6023205 4	34010 6023012 8

TAILLES -



BAS AUTOFIX	Noir	Beige
Taille 1- / Normal	34010 6023506 2	34010 6023528 4
Taille 1- / Long	34010 6023507 9	34010 6023546 8
Taille 2- / Normal	34010 6023509 3	34010 6023547 5
Taille 2- / Long	34010 6023510 9	34010 6023548 2
Taille 3- / Normal	34010 6023511 6	34010 6023549 9
Taille 3- / Long	34010 6023512 3	34010 6023550 5
Taille 4- / Normal	34010 6023513 0	34010 6023552 9
Taille 4- / Long	34010 6023514 7	34010 6023553 6



BAS AUTOFIX	Noir	Beige
Taille 1+ / Normal	34010 6023209 2	34010 6023515 4
Taille 1+ / Long	34010 6023211 5	34010 6023517 8
Taille 2+ / Normal	34010 6023212 2	34010 6023519 2
Taille 2+ / Long	34010 6023213 9	34010 6023520 8
Taille 3+ / Normal	34010 6023214 6	34010 6023521 5
Taille 3+ / Long	34010 6023217 7	34010 6023524 6
Taille 4+ / Normal	34010 6023219 1	34010 6023526 0
Taille 4+ / Long	34010 6023221 4	34010 6023527 7

RETOUR
AUX TAILLES
↓

Actys^{®25}



70

Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



MI-BAS

9 TAILLES	T0	T1-	T1	T2-	T2	T3-	T3	T4-	T4
Mollet	27/33	24/30	30/37	27/34	34/40	30/37	37/45	33/40	40/47
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5		23,5/25,5		25,5/29	
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39								

BAS

13 TAILLES	T0	T1-	T1	T1+	T2-	T2	T2+	T3-	T3	T3+	T4-	T4	T4+
Cuisse	43/53	36/44	44/54	54/64	42/50	50/58	58/68	46/54	54/64	64/74	48/58	58/68	68/78
Cheville	16/18	18/21,5		21,5/23,5			23,5/25,5		25,5/29				
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72												

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
0	41
1- / 1 / 1+	41
2- / 2 / 2+	42
3- / 3 / 3+	43
4- / 4 / 4+	44

*Pour toutes les hauteurs

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

+ PRODUIT



En mi-bas et bas tailles standard



Adapté, en série à 98% des morphologies féminine⁽³²⁾



Un produit de classe III centré à 25 mmHg de pression en cheville

BREVET INNOTHERA



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾

TAILLES STANDARD



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 0 / Court	34010 5201453 8	34010 5201306 7
Taille 0 / Normal	34010 5201401 9	34010 5201358 6
Taille 1 / Court	34010 9588733 5	34010 9588911 7
Taille 1 / Normal	34010 9588756 4	34010 9588928 5
Taille 2 / Court	34010 9588762 5	34010 9588934 6
Taille 2 / Normal	34010 9588779 3	34010 9588940 7
Taille 3 / Court	34010 9588785 4	34010 9589253 7
Taille 3 / Normal	34010 9588791 5	34010 9588957 5
Taille 4 / Court	34010 9588816 5	34010 9588963 6
Taille 4 / Normal	34010 9588822 6	34010 9588986 5



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 0 / Court	34010 5201051 6	34010 5200815 5
Taille 0 / Normal	34010 5201163 6	34010 5200821 6
Taille 1 / Court	34010 9651207 6	34010 9651377 6
Taille 1 / Normal	34010 9651213 7	34010 9651383 7
Taille 2 / Court	34010 9651236 6	34010 9651408 7
Taille 2 / Normal	34010 9651242 7	34010 9651414 8
Taille 3 / Court	34010 9651259 5	34010 9651420 9
Taille 3 / Normal	34010 9651265 6	34010 9651437 7
Taille 4 / Court	34010 9651271 7	34010 9651443 8
Taille 4 / Normal	34010 9651288 5	34010 9651466 7

NATUREL

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9741525 3
Taille 1 / Normal	34010 9741531 4
Taille 2 / Court	34010 9741548 2
Taille 2 / Normal	34010 9741554 3
Taille 3 / Court	34010 9741560 4
Taille 3 / Normal	34010 9741577 2
Taille 4 / Court	34010 9741583 3
Taille 4 / Normal	34010 9741608 3



PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

BAS AUTOFIX	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9741614 4
Taille 1 / Normal	34010 9741620 5
Taille 2 / Court	34010 9741637 3
Taille 2 / Normal	34010 9741643 4
Taille 3 / Court	34010 9741666 3
Taille 3 / Normal	34010 9741672 4
Taille 4 / Court	34010 9741689 2
Taille 4 / Normal	34010 9741695 3

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓

34010 **9691230** 2

ACL 7 caractères (jusqu'au 31/12/10)

ACL 13 caractères (à partir du 01/01/11)


TAILLES -

CLIQUEZ ICI ↓

RETOUR
AUX TAILLES



CLIQUEZ ICI ↓



MI-BAS	Noir	Naturel
Taille 1- / Court	34010 5201476 7	34010 5201312 8
Taille 1- / Normal	34010 5201418 7	34010 5201364 7
Taille 2- / Court	34010 5201482 8	34010 5201329 6
Taille 2- / Normal	34010 5201424 8	34010 5201370 8
Taille 3- / Court	34010 5201499 6	34010 5201335 7
Taille 3- / Normal	34010 5201430 9	34010 5201387 6
Taille 4- / Court	34010 5201507 8	34010 5201341 8
Taille 4- / Normal	34010 5201447 7	34010 5201393 7



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1- / Court	34010 5201068 4	34010 5200838 4
Taille 1- / Normal	34010 5201192 6	34010 5200844 5
Taille 2- / Court	34010 5201074 5	34010 5200850 6
Taille 2- / Normal	34010 5201200 8	34010 5200867 4
Taille 3- / Court	34010 5201080 6	34010 5200873 5
Taille 3- / Normal	34010 5201217 6	34010 5200896 4
Taille 4- / Court	34010 5201097 4	34010 5200904 6
Taille 4- / Normal	34010 5201223 7	34010 5200910 7

34010 **9691230** 2
ACL 7 caractères
 (jusqu'au 31/12/10)
ACL 13 caractères
 (à partir du 01/01/11)



TAILLES +



BAS AUTOFIX	Noir	Naturel
Taille 1+ / Court	34010 9693683 4	34010 9693789 3
Taille 1+ / Normal	34010 9693708 4	34010 9693795 4
Taille 2+ / Court	34010 9693714 5	34010 9693803 6
Taille 2+ / Normal	34010 9693720 6	34010 9693826 5
Taille 3+ / Court	34010 9693737 4	34010 9693832 6
Taille 3+ / Normal	34010 9693743 5	34010 9693849 4
Taille 4+ / Court	34010 9693766 4	34010 9693855 5
Taille 4+ / Normal	34010 9693772 5	34010 9693861 6

[CLIQUEZ ICI](#) ↓

[RETOUR
AUX TAILLES](#)
↓

[CLIQUEZ ICI](#) ↓

Actys[®] 25

NOIR

Actys[®] 35



74

Composition :

Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthane, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

GRILLE DE TAILLES

MI-BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/37	34/40	37/45	40/47
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal Sup. à 39			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	44/54	50/58	54/64	58/68
Cheville	18/21,5	21,5/23,5	23,5/25,5	25,5/29
Hauteur	Court Inf. ou égal à 72 / Normal Sup. à 72			

POINTURES*

Tailles	Pointures maxi conseillée
1	41
2	42
3	43
4	44

*Pour toutes les hauteurs

Enfileur (inclus dans le pack)



CLIQUEZ ICI ↓

+ PRODUIT



En mi-bas et bas



De série



Produit de classe III centré à 33 mmHg de pression en cheville




Convient aux hommes s'ils entrent dans la grille de taille




NATUREL

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



MI-BAS	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9741703 5
Taille 1 / Normal	34010 9741726 4
Taille 2 / Court	34010 9741732 5
Taille 2 / Normal	34010 9741749 3
Taille 3 / Court	34010 9741755 4
Taille 3 / Normal	34010 9741761 5
Taille 4 / Court	34010 9741778 3
Taille 4 / Normal	34010 9741784 4

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE



BAS AUTOFIX	Naturel
Taille 1 / Court	34010 9744920 3
Taille 1 / Normal	34010 9744937 1
Taille 2 / Court	34010 9744943 2
Taille 2 / Normal	34010 9744966 1
Taille 3 / Court	34010 9744972 2
Taille 3 / Normal	34010 9744989 0
Taille 4 / Court	34010 9744995 1
Taille 4 / Normal	34010 9745003 2

**RETOUR
AUX TAILLES**
↓

34010 **9691230** 2
ACL 7 caractères
 (jusqu'au 31/12/10)
ACL 13 caractères
 (à partir du 01/01/11)



Actys[®] ATH




Indications :

– Prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral) ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié. Le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

Actys[®] ATH 82

Actys[®] ATH



78

Composition :

Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Retrouvez le résumé des caractéristiques des produits à la page 88

* Uniquement en format bas autofix



BVCert. 6195240

GRILLE DE TAILLES

CHAUSSETTES

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Mollet	30/40	33/43	37/47	42/52
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Court Inf. ou égal à 39 / Normal de 39,1 à 44 / Long sup. à 44			

BAS

4 TAILLES	T1	T2	T3	T4
Cuisse	46/58	51/63	55/67	60/72
Cheville	17/21	21/24	24/27	27/31
Hauteur	Normal Inf. ou égal à 75 / Long Sup. à 75			

Un traitement conforme au cahier des charges proposé par la HAS pour les produits anti-thromboses.

[CLIQUEZ ICI ↓](#)

POINTURES

Tailles	Hauteurs	Pointure maxi conseillée
1	Normal	42
	Long	44
2	Normal	43
	Long	45
3	Normal	44
	Long	46
4	Normal	46
	Long	47

+ PRODUIT



De série



Taillage identifiable grâce à un code couleur

BREVETS INNOTHERA



Enfilage facilité⁽¹⁾⁽²⁾



Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾




TAILLE 3

PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

CHAUSSETTES

Blanc

Taille 1 / Court	34011 7075461 3
Taille 1 / Normal	34015 6446731 0
Taille 1 / Long	34015 6446760 0
Taille 2 / Court	34011 7075395 1
Taille 2 / Normal	34015 6446725 9
Taille 2 / Long	34015 6446754 9
Taille 3 / Court	34015 7078212 4
Taille 3 / Normal	34015 6445772 4
Taille 3 / Long	34015 6446783 9
Taille 4 / Court	34015 7081792 5
Taille 4 / Normal	34015 6446748 8
Taille 4 / Long	34015 6446777 8




PIEDS OUVERTS DE SÉRIE

BAS AUTOFIX

Blanc

Taille 1 / Normal	34015 6446814 0
Taille 1 / Long	34015 6446808 9
Taille 2 / Normal	34015 6446820 1
Taille 2 / Long	34015 6446837 9
Taille 3 / Normal	34015 6448894 0
Taille 3 / Long	34015 6448581 9
Taille 4 / Normal	34015 6453091 5
Taille 4 / Long	34015 6448836 0




RETOUR
AUX TAILLES



34010 **9691230** 2 — **ACL 7 caractères**
(jusqu'au 31/12/10)

— **ACL 13 caractères**
(à partir du 01/01/11)

LES FORMATS




SMARTLEG® Transparent	6
SMARTLEG® Semi-Transparent	8
SMARTLEG® Opaque	10




VARISMA® Nuances	18
VARISMA® Douceur	24




VARISMA® Comfort	14 & 28
VARISMA® Comfort model	32
VARISMA® Comfort coton	34 & 42
VARISMA® Zen	36
VARISMA® Zen coton	38



LEGGER® Classic / LEGGER®25 Classic	46 & 58
LEGGER® Fine	48
LEGGER® Surfine	50
LEGGER® Zen	54




ACTYS® 20 Femme	62
ACTYS® 20 Homme	68
ACTYS® 25	70
ACTYS® 35	74
ACTYS® ATH	78




LES CLASSES

CLASSE I CLASSE II CLASSE III



LES TEXTURES

TRANSPARENT SEMI-TRANSPARENT OPAQUE FIBRES TECHNIQUES FIBRES NATURELLES COTON



COMMANDER NOS PRODUITS

Par téléphone

Notre centre d'appels est ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

0 800 400 067

Service & appel
gratuits


Par fax : 01 46 15 28 32

Par e-mail :

commandes@innothera.com

Par Internet :

<https://www.easydeli.com>



Désignation


**Code
nomenclature**

**Tarif de
responsabilité
(€)**

**Mi-bas
Chaussette**

201D01.2
+ 201D01.2

22,40



Bas

201D01.8
+ 201D01.8

29,78



Collant

201D01.8
+ 201D01.8
+ 201D04.1

42,03

TVA applicable au taux de 5,5%.
Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables
prévus à l'article L.165 -1 du Code de la Sécurité sociale.

MATÉRIOVIGILANCE

Pour toute question relative à la matériovigilance :

Par téléphone

0 800 100 229

Service & appel
gratuits

Par Fax : 01 46 15 18 28

Par e-mail : information.vigilance@innothera.com



Ce catalogue est destiné à l'usage exclusif du professionnel de santé

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

COMPOSITION

Smartleg® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

Smartleg®, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

Smartleg® Transparent, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

Smartleg® Opaque, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne

Varisma® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

Varisma® Douceur, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Varisma® Comfort, **classe I et II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Varisma® Comfort model, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Varisma® Comfort coton, **classe II et III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne, Silicone*

Varisma® Nuances, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Varisma® Zen, **classe II** : Polyamide, Elasthanne

Varisma® Zen coton, **classe II** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Coton d'Égypte, Elasthanne

Legger® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE POUR HOMME.

Legger® Classic, **classe II** : Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Legger® Fine, **classe II** : Coton d'Égypte (dont fil d'Écosse), Polyamide, Elasthanne

Legger® Surfine, **classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Legger® Zen, **classe II** : Polyamide, Elasthanne

Legger® 25 Classic, **classe III** : Coton d'Égypte, Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Actys® DISPOSITIFS DE COMPRESSION VEINEUSE ELASTIQUE.

Actys® 20 Femme, **classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Actys® 20 Homme, **classe II** : Polyamide, Elasthanne, Silicone*

Actys® 25, **classe III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Actys® 35, **classe III** : Polyamide dont Polyamide-microfibres, Elasthanne, Silicone*

Actys® ATH, Anti-thrombose : Polyamide, Elasthanne, Silicone*

INDICATIONS

Compression veineuse élastique des membres inférieurs. Les indications font référence, le cas échéant, à la partie clinique de la classification Clinique Etiologique Anatomique Physiopathologique (CEAP) des affections veineuses chroniques. Lorsque plusieurs niveaux de pression sont possibles pour la même indication, la pression retenue doit être la plus forte supportée par le patient.

Classe I, pression 10 à 15 mmHg ou 13 à 20 hPa (Varisma® Comfort) :

- troubles fonctionnels veineux (C0),
- télangiectasie ou veines réticulaires (C1),
- et en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Classe II, pression 15, 1 à 20 mmHg ou 20, 1 à 27 hPa (Smartleg®, Smartleg® Transparent, Smartleg® Opaque, Varisma® Douceur, Varisma® Comfort, Varisma® Comfort model, Varisma® Comfort coton, Varisma® Nuances, Varisma® Zen, Varisma® Zen coton, Legger® Classic, Legger® Fine, Legger® Surfine, Legger® Zen, Actys® 20 Femme, Actys® 20 Homme) :

- jambes lourdes ou douloureuses, en position assise, ou en station debout prolongée,
- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie de varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- grossesse et 6 semaines après l'accouchement (6 mois après une césarienne),
- et en superposition pour atteindre des pressions supérieures,
- prévention de la phlébite (thrombose veineuse) avec ou sans traitement anticoagulant.

Classe III, pression 20, 1 à 36 mmHg ou 27, 1 à 48 hPa (Varisma® Comfort coton, Legger® 25 Classic, Actys® 25, Actys® 35) :

- varices de plus de 3 mm (C2),
- après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm pendant 4 à 6 semaines,
- œdème veineux chronique (C3),
- troubles trophiques (pigmentation, eczéma) d'origine veineuse (C4a),
- troubles trophiques chroniques (lipodermatosclérose ou hypodermite, atrophie blanche) d'origine veineuse (C4b chronique),
- troubles trophiques d'origine veineuse avec ulcère cicatrisé (C5),
- traitement de la thrombose veineuse superficielle du membre inférieur, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci est indiqué ou seul),
- traitement de la thrombose veineuse profonde du membre inférieur, à la phase aiguë, le plus tôt possible après le diagnostic (en association au traitement anti-thrombotique si celui-ci n'est pas contre-indiqué),
- prévention du syndrome post-thrombotique après une thrombose veineuse profonde proximale pendant 2 ans,
- lymphœdème (en deuxième intention à la phase décongestive et en première intention à la phase de maintien), la pression retenue est la plus forte supportée par le patient, elle peut être atteinte par superposition de plusieurs bas, sans limite,
- grossesse ou post-partum en cas d'affection veineuse chronique associée,
- et en superposition pour atteindre des pressions supérieures.

Actys® ATH, Anti-thrombose :

- prévention de la thrombose veineuse dans un contexte médical,

notamment en cas d'alitement (hors accident vasculaire cérébral), ou chirurgical, en cas de risque thromboembolique identifié

- le dispositif est porté bilatéralement jour et nuit, en association au traitement anticoagulant lorsque celui-ci est indiqué.

CONTRE-INDICATIONS

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique évoluée pour les bas délivrant une pression > 30 mmHg, *phlegmatia coerulea dolens*, thrombose septique, intolérance au produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'AOMI avec un IPS > 0,6 et < 0,9, de neuropathie périphérique évoluée ou de dermatose suintante ou eczématisée, de réaction cutanée ou de gêne, une surveillance médicale très régulière du rapport bénéfique/risques doit être effectuée. Ne pas appliquer directement sur une peau lésée. En cas de réactions cutanées, demander l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien. Tout éventuel traitement anti-infectieux local doit précéder la mise en œuvre de la contention. Il est recommandé de laver le produit avant la première utilisation et après chaque porter.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Lavage délicat à la main ou en machine et sans adoucissant. Laver séparément lors des premiers lavages. Température de l'eau entre 30°C et 40°C. Ne pas utiliser d'agent de blanchiment. Rincer abondamment à l'eau claire en cas de lavage à la main. Essorer sans tordre. Sécher à plat, à l'abri du soleil et de toute source de chaleur, pas de séchage en machine. Ne pas repasser. Nettoyage à sec interdit.

MENTIONS LÉGALES

Marquage CE. Dispositifs médicaux de classe I. **Remb. Séc. Soc.** Inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L.165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étui.

Fabriqué et distribué par : Laboratoires INNOTHÉRA

22 avenue Aristide Briand - 94 110 Arcueil - France
Tél. : 01 46 15 18 00 - Fax : 01 46 15 28 32

*uniquement en format Bas autofix

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- (1) Profil de pressions spécifiquement adapté à la zone pied - Brevet FR 2885035 : "orthèse compressive du membre inférieur en forme d'article tricoté de type bas, chaussette ou collant".
- (2) Thiney G, Becker F, Ouchène A. Observance et compression veineuse élastique. Etude de la facilité d'enfilage et des sensations au porter précoces. *Phlébologie* 2007 ; 60(3) : 293-302.
- (3) Brevet FR 2942130 : « Procédé d'évaluation de la tenue sur le membre inférieur d'une orthèse de contention veineuse élastique tricotée ».
- (4) Etude de la tenue de la chaussette de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence – n°2009 – A00412 – 55 – novembre 2009.
- (5) Données issues des Campagnes Nationales de Mesuration des français : IFTH 2006 & 2009.
- (6) Fiche technique des fibres BeCool™
- (7) Brevet FR2941147 – « Orthèse compressive du membre inférieur à structure combinée bas / chaussette ».
- (8) Comparaison de la chaleur ressentie et de la température mesurée entre deux chaussettes de compression veineuse. Etude clinique EHD2_2013_07 réalisée par DERMSCAN, contrat 13E1473, en août 2013.
- (9) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (collants pour femmes), par la méthode du Profil. Étude EHD1_2016_011 réalisée par l'IFTH, contrat 170 064 R, en juin 2017.
- (10) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2018_05, réalisée par l'IFTH, contrat 180 426 R, en juin 2018.
- (11) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 5 produits CVE (de type collant pour femmes) par la méthode du PROFIL. Etude IFTH EHD1_2019_06 réalisée par l'IFTH, contrat 190 428R, en juin 2019.
- (12) Etude interne ET_2016_47 TCV CLF_AT : calcul du taux de couverture de la grille de taillage Smartleg®.
- (13) Kantar World Panel : Répartition des achats annuels mobiles 12 mois sur les formats de ville, hors chaussettes. Cumul Annuel Mobile Avril 2017.
- (14) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE de type Bas autofixant pour femme, par la méthode du profil. Etude EHD1_2013_09 réalisée par l'IFTH, contrat 131 249 R, juillet 2013.
- (15) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas jarret pour femmes), par la méthode du profil. Etude EHD1_2013_08 réalisée par l'IFTH, contrat 131 756 R, juillet 2013.
- (16) ET_2014_082 (TCV=99,7%) - Taux de couverture Varisma® Comfort Mi-bas.
- (17) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 4 produits CVE (de type bas autofix pour femmes) par la méthode du profil. Etude EHD1_2015_03 réalisée par l'IFTH, contrat 151159R, en juin 2015.
- (18) Evaluation de la tolérance d'un bas autofixant de compression médicale de classe 2 comportant une bande autofixante microperforée, sur population cible. Etude réalisée par Pharmasca, contrat 15E0391, en juin 2015.
- (19) Fiche technique des fils Meryl® Skinlife.
- (20) Etude interne ET_2015_006 : Etude du taux de couverture des bas Varisma® Douceur.
- (21) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 5 produits de compression veineuse élastique (Format Bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1_2012_16 réalisée par l'IFTH, contrat 130 410 R, en avril 2013.
- (22) Evaluation du Confort genou, de la Transparence et de la Solidité – Rapport Interne AP_2012_053 – janvier 2013.
- (23) Evaluation de la finesse – Rapport interne ET_2012_71 - janvier 2013.
- (24) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 6 produits de compression veineuse élastique (Format bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1_2011_01 réalisée par l'IFTH, contrat 110 247 R, en mars 2011.
- (25) Etude interne n°ET_2014_09 : calcul du taux de couverture pour Legger® Classic et Legger® Surfine.
- (26) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de 6 produits CVE de type chaussettes pour hommes par la méthode du Profil. Etude EHD1_2014_12 réalisée par l'IFTH, contrat 150064R, en février 2015.
- (27) Evaluation de la facilité d'enfilage, de retrait et de la douceur de 7 produits de compression veineuse élastique (format bas jarret), selon les principes de l'analyse sensorielle. Etude EHD1_2012_01 réalisée par l'IFTH, contrat 120 070 R, en mars 2012.
- (28) Etude interne n° ET_2014_74 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Femme en mi-bas.
- (29) Etude interne n° ET_2015_36 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Homme en Chaussettes.
- (30) Etude interne n° ET_2016_36 : Calcul du taux de couverture de Actys® 20 Homme en bas.
- (31) Etude interne n°ET_2013_13 : Calcul du taux de couverture de Actys® 25 & 35 vs concurrents mi-bas & bas.
- (32) Certificat N°QUAL/2003/20692.3.
- (33) Certificat : CQ 843/1.
- (34) BVcert. 6195240.
- (35) Gillet J.L. et al. Etude en pharmacie d'officine des déterminants de l'observance d'une compression élastique sur prescription médicale et de la satisfaction des personnes à son égard. *Phlébologie* 2013, 66,1,p.14-21.
- (36) Etude de la tenue de chaussettes de compression veineuse élastique / étude en cross-over, en double insu versus produits de référence, Pharmasca, contrat 09E0972, novembre 2009.
- (37) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas autofixants pour femmes), par la méthode du profil. Etude EHD1_2013_10 réalisée par l'IFTH, contrat 131 560 R, en septembre 2013.
- (38) Caractérisation des propriétés sensorielles liées à l'usage de produits CVE (de type bas autofixants pour femmes), par la méthode du Profil. Etude EHD1_2014_07 réalisée par l'IFTH, contrat 141 132 R, en juillet 2014.
- (39) Chauveau M, Cros F, Bassez S, Gelade P, Fourgeau P, Sabardeil J, Moscatiello T, Ouchène A. Taille des bas de compression médicale et hémodynamique veineuse. *Phlébologie* 2011 ; 64 (4) : 11 - 18.
- (40) Chauveau M, Robinet P, Cros F., Bassez S, Moscatiello T, Thiney G, Ouchène A – Les chaussettes de compression pour homme sont-elles bien adaptées à la population masculine française ? Quel impact sur la pression délivrée – *Phlébologie* 2012 ; 65 (4) : 7-11.
- (41) ET_2018_094 (TCV = 98,0%) - Taux de couverture Varisma® Nuances Bas.
- (42) E11657 Gamme Smartleg Transparent : test en vie réelle des 5 teintes de "beige" - Janvier 2019 - A+A - Healthcare Market Research - Janvier 2019
- (43) AP_2019_122 - Synthèse Résistance à la perforation NUANCES.
- (44) AP_2019_122 - Résistance à l'usure de Varisma NUANCES vs Concurrents.

NOUVEAUTÉ 2019



LE SERVICE EASYSKIN

EasySkin est une application vous permettant d'associer rapidement la meilleure teinte « effet peau nue » en compression médicale adaptée à la carnation de vos patientes.

L'objectif « Effet Peau Nue » ...

Avec sa carte colorimétrique dédiée, l'application EasySkin permet de détecter la nuance de peau de la patiente en quelques secondes. L'algorithme de décision de la teinte « effet peau nue » a été réalisé afin de préconiser la teinte « effet peau nue » du produit transparent la plus proche de la carnation de la patiente. Avec l'application et sa carte dédiée, trouvez rapidement le produit transparent adapté à la carnation de votre patiente pour un rendu « effet peau nue ».

... avec souplesse et adaptation aux attentes de vos patientes


Puisque toutes les femmes ont des attentes différentes, il nous paraissait essentiel de permettre une liberté de choix dans le coloris de leur compression médicale.

En plus du conseil basé sur l'analyse scientifique de la carnation, l'application vous permet d'apporter un conseil « personnalisé » à chaque patiente : basée sur une étude portant sur le choix de 79 femmes⁽⁴²⁾, l'application peut suggérer jusqu'à deux autres recommandations de la teinte « effet peau nue » en fonction de la carnation de votre patiente.



86

Nécessite la carte colorimétrique pour fonctionner



Par téléphone

Notre centre d'appels est ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi (sauf les jours fériés)

0 800 400 067

Service & appel gratuits

SMARTLEG®
Opaque

PRODIGIEUSE



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. DOMAINE D'APPLICATION - OPPOSABILITE

Les présentes Conditions Générales de Vente (« CGV ») régissent l'ensemble des relations dans lesquelles la société Laboratoires INNOTHERA (« Laboratoires INNOTHERA ») intervient comme vendeur de marchandises qu'elle fabrique et/ou commercialise (les « Produits »), à l'exclusion de tout autre document émanant de l'acheteur (l'« Acheteur »).

Dans le cadre de ces relations, les stipulations des CGV prévalent sur tout autre document, sauf conditions particulières dûment acceptées et validées par Laboratoires INNOTHERA.

Compte tenu des spécificités des Produits vendus par ses soins et dans le souci de préserver les intérêts du consommateur, Laboratoires INNOTHERA pourra refuser la vente de ses Produits aux Acheteurs qui ne répondraient pas à des critères qualitatifs tenant notamment à la qualification professionnelle du revendeur, de son personnel et à la qualité de ses installations.

2. COMMANDES – MODIFICATION OU ANNULATION DE COMMANDES

Toute commande de Produits s'effectue soit en direct (téléphone, fax), soit par EDI, soit en ligne via le site www.easydeli.com (le « Site »). Pour les modalités de passation des commandes en ligne, il convient à l'Acheteur de se reporter aux Conditions Générales d'Utilisation accessibles en pied de page du Site.

Le fait de passer commande, y compris via le Site, et/ou d'accepter la livraison de cette commande et/ou de payer une facture des Produits implique la connaissance et l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur aux CGV.

Toute modification ou annulation de commande effectuée par l'Acheteur ne peut être prise en considération que si elle a été signifiée par écrit et confirmée par Laboratoires INNOTHERA avant l'expédition des Produits.

3. PRIX

Les prix des Produits sont indiqués « Ex Works - Prix départ usine NOMEXY (88) » (Incoterms 2010), en euro et hors taxes.

Les prix sont ceux en vigueur au jour de la passation de la commande.

La TVA applicable est celle en vigueur au jour de la commande. Tout changement du taux sera automatiquement répercuté sur le prix des Produits.

Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français ou étrangers sont à la charge de l'Acheteur.

4. LIVRAISON - TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif.

Sauf accord de Laboratoires INNOTHERA, aucune annulation de commande ne sera recevable du fait du délai de livraison.

Laboratoires INNOTHERA décline toute responsabilité envers l'Acheteur en cas d'impossibilité de livrer conformément à la commande suite à la survenance d'événements ou de circonstances présentant ou non le caractère de la force majeure tel que défini à l'article 12 des CGV, ou en cas de faute du transporteur et/ou de l'Acheteur. Dans le respect des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les coûts de transport correspondants seront facturés à l'Acheteur.

Les Produits sont livrés à la destination indiquée par l'Acheteur et acceptée par Laboratoires INNOTHERA. A ce titre, toute hausse des frais de livraison inhérente à un changement du lieu de livraison et imputable à l'Acheteur sera supportée en totalité par l'Acheteur.

Laboratoires INNOTHERA peut, le cas échéant, exécuter la commande sous forme de livraisons partielles. A ce titre, la non-conformité à la commande d'une partie de la livraison n'autorise pas l'Acheteur à refuser la totalité de la livraison ou à suspendre ou différer le paiement.

En cas de manquant ou de dommage apparent à la livraison, l'Acheteur doit mentionner des réserves précises sur le bordereau de livraison et en informer immédiatement Laboratoires INNOTHERA par écrit en lui adressant copie du bordereau de livraison et en lui indiquant la référence de la commande concernée. Dans les trois (3) jours, non compris les jours fériés, suivant la livraison, l'Acheteur doit notifier ses réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception (Art. L. 133-3 du Code de Commerce).

En cas de non-conformité notifiée dans les délais et avérée, Laboratoires INNOTHERA n'est tenu qu'au remplacement du Produit concerné ou à l'établissement d'un avoir correspondant, à l'exclusion de toute autre indemnité et/ou dommages-intérêts.

5. MATERIOVIGILANCE - RECLAMATIONS QUALITE - RETRAIT DE PRODUIT

L'Acheteur s'engage à informer Laboratoires INNOTHERA sans délai de tous incidents et risques d'incidents graves définis à l'article L.5212-2 du Code de la Santé Publique, portés à sa connaissance et se rapportant à l'utilisation des Produits livrés. L'Acheteur s'engage à informer Laboratoires INNOTHERA sous 24 heures ouvrées de toute réclamation portée à sa connaissance et se rapportant à la qualité et/ou à l'utilisation des Produits livrés.

Laboratoires INNOTHERA s'engage à communiquer à l'Acheteur toute décision de retrait du marché des Produits qu'il pourrait être amené à prendre. L'Acheteur s'engage, en fonction des instructions qu'il aura préalablement reçues de Laboratoires

INNOTHERA, soit à détruire les Produits concernés et à justifier cette destruction à première demande à Laboratoires INNOTHERA par la production d'un certificat de destruction signé par le pharmacien responsable de l'Acheteur, soit à les retourner à Laboratoires INNOTHERA dans les meilleurs délais.

6. STOCK

L'Acheteur s'engage à stocker les Produits livrés dans des conditions conformes à leurs spécificités techniques et à leur destination. A ce titre, il s'engage à ce que les conditions de stockage soient d'une qualité telle qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'usage auquel les Produits sont destinés.

7. REPRISE DES PRODUITS

Les Produits vendus et livrés par Laboratoires INNOTHERA ne seront ni repris ni échangés sans l'accord préalable et écrit de ce dernier.

Sauf convention particulière, les frais et risques du retour seront supportés par l'Acheteur. Les Produits renvoyés seront accompagnés d'un bon de retour et devront être retournés dans leurs emballages d'origines non descellés.

Toute reprise validée par Laboratoires INNOTHERA donnera lieu à l'établissement d'un avoir au profit de l'Acheteur, après vérification qualitative et quantitative des Produits retournés. Les retours non conformes aux dispositions de l'alinéa précédent ne pourront pas faire l'objet de l'établissement d'un avoir.

8. RESERVE DE PROPRIETE

JUSQU'A L'ENCAISSEMENT DE LA TOTALITE DE LA SOMME FACTUREE, LES PRODUITS RESTENT LA PROPRIETE DE LABORATOIRES INNOTHERA ET L'ACHETEUR DOIT FAIRE EN SORTE QU'ELLES RESTENT A TOUT MOMENT IDENTIFIABLES. LES RISQUES LUI ETANT TRANSFERES DES LA DELIVRANCE DES PRODUITS. L'ACHETEUR DEVRA REGLER LE PRIX DES PRODUITS DANS LE CAS OU ILS VIENDRAIENT A DISPARAITRE ACCIDENTELLEMENT OU AUTREMENT. LABORATOIRES INNOTHERA POURRA SE PREVALOIR DE SON DROIT DE PROPRIETE IMMEDIATEMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE PAIEMENT CONSENTI A L'ACHETEUR.

LES PRODUITS DEVRONT, DANS CE CAS, ETRE RESTITUES A LABORATOIRES INNOTHERA A PREMIERE DEMANDE ECRITE DE CELUI-CI, AUX FRAIS ET RISQUES EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR, SOUS RESERVE DE L'EXERCICE DE TOUTS AUTRES DROITS DE LABORATOIRES INNOTHERA.

9. CLAUSE RESOLUTOIRES

En cas d'inexécution par l'Acheteur de l'une quelconque de ses obligations, la vente sera résolue de plein droit cinq (5) jours après la présentation d'une mise en demeure adressée à l'Acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet, en tout ou partie. Les Produits devront alors être restitués à Laboratoires INNOTHERA, à première demande écrite de celui-ci, aux frais, risques et périls exclusifs de l'Acheteur, sans préjudice de tous autres droits et recours que Laboratoires INNOTHERA pourra éventuellement exercer.

10. PAIEMENT

10.1 Modalités

Sauf accord contraire et écrit de Laboratoires INNOTHERA, les Produits sont payables dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture. Les factures électroniques ont valeur d'original au sens de la réglementation fiscale. Aucun escompte ne sera consenti pour un règlement au comptant à la commande ou à une date antérieure à celle prévue.

10.2 Retard

Le non-paiement d'une facture à son échéance entraîne l'exigibilité immédiate et intégrale du paiement des factures non encore échues. Conformément aux dispositions du Code de Commerce, toute facture non payée à son échéance donnera lieu à l'application de pénalités de retard dont le taux sera celui appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage, TVA en sus, à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture et jusqu'à celle du complet paiement, ainsi qu'à l'application d'une indemnité forfaitaire d'un montant de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts puis sur le principal.

10.3 Garanties

En cas de retard de paiement, comme dans tous les autres cas où la situation financière de l'Acheteur susciterait des inquiétudes justifiées, Laboratoires INNOTHERA pourra suspendre l'exécution de toutes commandes en cours ou, pour ces commandes et celles ultérieures, exiger un paiement au comptant « contre remboursement ». L'Acheteur devra rembourser tous les frais d'impayés ainsi que tous les frais exposés par Laboratoires INNOTHERA en cas de recouvrement contentieux des sommes dues. En aucun cas les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de Laboratoires INNOTHERA.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITE

LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA EST STRICTEMENT LIMITEE AUX OBLIGATIONS DEFINIES DANS LES PRESENTES CGV. DANS TOUS LES CAS ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA, TOUTES CAUSES CONFONDUES, EST LIMITEE AU MONTANT DU PRODUIT ET NE COUVRE PAS LES EVENTUELS DOMMAGES INDIRECTS ET/OU IMMATERIELS. EN TOUT ETAT DE CAUSE ET SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA LOI, LA TOTALITE DES CONSEQUENCES FINANCIERES RESULTANT DE LA RESPONSABILITE DE LABORATOIRES INNOTHERA AU TITRE DE SES DIVERSES OBLIGATIONS NE POURRA EXCEDER LE MONTANT DE LA COMMANDE CONSIDEREE.

12. FORCE MAJEURE

Les obligations de Laboratoires INNOTHERA seront suspendues ou éteintes de plein droit et sans aucune formalité, et sa responsabilité sera dérogée, en cas d'événements ou circonstances présentant le caractère de la force majeure, affectant Laboratoires INNOTHERA, ses fournisseurs et/ou ses transporteurs, survenus postérieurement à la commande et en empêchant l'exécution dans les conditions normales (ex : inondation, gel, lock-out, attentat, attaque terroriste, émeute, guerre, réquisition, fait de prince, bris de machine, accident affectant la production et/ou le stockage, retard ou interruption dans le transport...). En cas de survenance d'un tel événement ou circonstance, Laboratoires INNOTHERA en informera aussitôt l'Acheteur et s'efforcera d'en faire disparaître les conséquences dans les meilleurs délais.

13. SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE

Il pourra être demandé à l'Acheteur de signer électroniquement certains documents nécessaires à la passation des commandes ainsi qu'à la réalisation de certaines opérations. Le système de signature électronique mis à disposition par Laboratoires INNOTHERA et utilisé par l'Acheteur constitue un système de signature électronique fiable au sens du Code Civil et manifeste dès lors le consentement du signataire aux obligations qui découlent de l'acte électroniquement signé. Laboratoires INNOTHERA et l'Acheteur conviennent que l'écrit sous forme électronique est admis comme support probant au même titre que l'écrit sur support papier. Laboratoires INNOTHERA convient de conserver les enregistrements informatiques des contrats, des commandes et/ou toutes autres transactions sur un support fiable et durable conformément au Code Civil et pouvant être produit à titre de preuve.

14. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est expressément prévu que les marques, signes distinctifs et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle de Laboratoires INNOTHERA demeurent sa propriété exclusive, et Laboratoires INNOTHERA ne concède aucun droit de propriété sur les marques, symboles, logos, dessins et modèles, brevets et tout autre droit de propriété intellectuelle et industrielle lui appartenant.

15. DONNEES PERSONNELLES

Les données à caractère personnel que l'Acheteur fournit (les « Données Personnelles ») sont traitées par Laboratoires INNOTHERA en sa qualité de responsable de traitement, dont le siège social se situe à 22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 388 422 594. L'Acheteur peut contacter le délégué à la protection des données (DPO) de Laboratoires INNOTHERA à l'adresse suivante : dpo@innothera.com.

Laboratoires INNOTHERA traite les Données Personnelles à des fins d'enrichissement de son fichier clients/prospects : Laboratoires INNOTHERA fonde ce traitement sur le consentement de l'Acheteur.

Laboratoires INNOTHERA traite également les Données Personnelles à des fins de prospection commerciale : Laboratoires INNOTHERA fonde ce traitement sur son intérêt légitime à développer son activité commerciale.

Les Données Personnelles sont transmises au service commercial et au service marketing de Laboratoires INNOTHERA, et sous-traitées par MICROSOFT et le prestataire e-mailing de Laboratoires INNOTHERA. Elles ne sont pas transférées en dehors de l'Union européenne.

Laboratoires INNOTHERA conserve les Données Personnelles trois (3) ans à compter du dernier contact que Laboratoires INNOTHERA aura eu avec l'Acheteur (à l'initiative de l'Acheteur) ou, si l'Acheteur est client, à compter de la fin de la relation commerciale.

L'Acheteur dispose d'un droit d'accès à ses Données Personnelles, du droit d'en demander la rectification, l'effacement ou la portabilité, ainsi que du droit de demander la limitation du traitement, de retirer son consentement et de définir des directives sur le sort de ses Données Personnelles après sa mort. L'Acheteur a également la possibilité de s'opposer, à tout moment, au traitement de ses Données Personnelles à des fins de prospection. L'Acheteur peut exercer ses droits en écrivant à l'adresse suivante : dpo@innothera.com

L'Acheteur dispose en outre du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (en France : la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés/CNIL).

16. NON-RENONCIATION

Le fait que Laboratoires INNOTHERA ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations.

17. LOI APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS – ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes CGV et les conventions intervenant dans le cadre des présentes sont régies par le droit français.

Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'exécution d'une convention intervenant dans le cadre des présentes fera l'objet d'une recherche d'accord amiable. Les parties s'engagent à trouver cet accord dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification du différend par la partie demanderesse à l'autre partie. **A DEFAUT D'ACCORD CONCLU ET SIGNE AU TERME DE CE DELAI, LE LITIGE SERA SOUMIS A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94000), Y COMPRIS EN MATIERE DE REFERE, ET MEME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE, DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.**

Dernière mise à jour : Novembre 2019[®]

Laboratoires INNOTHERA

Octobre 2019

La charte CVE Premium®

LA CHARTE CVE PREMIUM®, DÉFINIE PAR LES LABORATOIRES INNOTHÉRA, PERMET DE QUALIFIER LES PRODUITS DE COMPRESSION VEINEUSE ÉLASTIQUE BÉNÉFICIAIRES DE L'ENSEMBLE DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS INNOTHÉRA.

Avec les produits Innothéra CVE Premium®, vous avez la garantie d'un haut niveau d'exigence :

1. Conception au plus près de la morphologie de la population française :

les produits CVE Premium® sont construits en se basant sur les données des Campagnes Nationales de Mensurations (CNM) de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH)⁽⁵⁾.

2. Adaptation à un maximum de morphologies :

les produits CVE Premium® habitent en série au moins 98% des morphologies des jambes de la population française⁽²⁰⁾.

3. Facilité d'enfilage et confort au porter⁽¹⁾⁽²⁾ :

les produits CVE Premium® intègrent la technologie FIP. Ce procédé breveté exclusif assure une pression au pied inférieure à celle de la cheville.

4. Bonne tenue au porter⁽³⁾⁽⁴⁾ :

les produits CVE Premium® intègrent la technologie 3UP system™ (spécifique aux mi-bas et chaussettes). Ce procédé breveté exclusif repose sur une construction spécifique des produits tenant compte des différentes forces exercées sur la jambe.

5. Convient aux peaux sensibles⁽¹⁸⁾ :

les produits CVE Premium®, y compris la bande autofix, sont testés sous contrôle dermatologique et conviennent aux peaux sensibles et / ou atopiques.

6. 98 / 8 : 98% de la population féminine française couverte avec seulement 8 tailles⁽²⁰⁾.

Les produits CVE Premium® bénéficient des dernières avancées technologiques Innothéra permettant une meilleure extensibilité en tout point du produit ainsi que dans ses parties terminales (bord-côte et autofix).

7. Exigence de Qualité depuis la conception jusqu'à l'expédition des produits :

le site de production est certifié ISO 9001⁽³²⁾, assurant ainsi une politique qualité reposant sur l'écoute des clients, la prise en compte de leurs besoins et l'amélioration continue de leur satisfaction.

8. Sécurité et fiabilité :

Les produits CVE Premium® sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100⁽³³⁾. Cette certification par un organisme indépendant garantit une sélection stricte de toutes les substances entrant dans la fabrication des produits intermédiaires et des produits finis.

9. Origine France Garantie :

Les produits CVE Premium® sont fabriqués en France et bénéficient du label officiel « Origine France Garantie »⁽³⁴⁾.

10. Application web d'aide au conseil et à la vente :

développée spécifiquement pour aider le pharmacien lors du conseil et du choix d'un produit de compression veineuse, l'application web Easydéli® optimise le service patient et l'approvisionnement des produits.

11. Adhésion thérapeutique :

Varisma® Information Patient (V.I.P) est un service Innothéra dédié aux primo prescriptions et délivrances pour accompagner et faciliter l'adhésion du patient.

12. Tout avantage ou caractéristique revendiqué par les produits est

obligatoirement validé par des études cliniques et / ou par un panel expert d'analyse sensorielle.



LA SCIENCE AU SERVICE DE LA COMPRESSION VEINEUSE
22 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France - Fax : 01 46 15 28 32

**Commander
nos produits**

0 800 400 067

Service & appel
gratuits

**Contactez la matériovigilance
voir page 83**

